

Manuel d'utilisation

Pompe à insuline Accu-Chek Insight



Votre pompe à insuline




Remarque




En cas d'affichage de l'écran État et si vous n'appuyez pas sur les touches ●●, ▲ ou ▼ pendant plus de 10 secondes, ces touches seront verrouillées. Le verrouillage des touches ne désactive pas les touches de bolus direct. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

La pompe et ses accessoires de plus près



Pompe à insuline connectée



Informations importantes à l'intention des utilisateurs de la pompe à insuline Accu-Chek Insight avec la solution pour injection en cartouche NovoRapid® PumpCart® 100 unités/ml

Lire attentivement


Manipuler la pompe à insuline et la cartouche avec précaution. Suivre les instructions d'utilisation correspondantes.

Si la pompe à insuline ou la cartouche ne sont pas manipulées correctement ou avec précaution, l'administration d'insuline peut être incorrecte. Cela peut se traduire par un niveau de glucose trop faible ou trop élevé.

Notez les instructions suivantes. Elles contiennent des informations importantes pour l'utilisation de la pompe à insuline Accu-Chek Insight avec NovoRapid® PumpCart®.

Avant d'insérer une nouvelle cartouche dans votre pompe à insuline, suivez ces étapes :

- 1 Lisez le manuel d'utilisation de la pompe à insuline et les informations pour l'utilisateur de la cartouche.
- 2 Laissez la cartouche jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante.
- 3 Ouvrez l'emballage et retirez la cartouche.
- 4 Vérifiez que **NovoRapid® PumpCart®** est écrit sur l'étiquette.
- 5 Vérifiez que la cartouche n'a pas expiré. Vous trouverez la date de péremption sur l'étiquette et la boîte.
- 6 Vérifiez l'aspect de la cartouche. La cartouche doit ressembler à celle de l'image : Seule la partie supérieure du piston doit être visible au-dessus de la bande d'étiquette blanche.



- 7 Assurez-vous de l'absence de fissures ou de détériorations sur chaque cartouche.



8 Assurez-vous de l'absence de fuites sur la cartouche.

9 Vérifiez que l'insuline contenue dans la cartouche est claire et incolore. **N'utilisez pas la cartouche si l'insuline est trouble.**

N'utilisez pas la cartouche,

- si la partie inférieure du piston est visible au-dessus de la bande d'étiquette blanche.
- si la cartouche est endommagée ou présente des fissures.
- si la cartouche fuit.
- si la cartouche est tombée, même si elle semble être dans un état irréprochable.

Dans tous ces cas et si vous suspectez un endommagement de la cartouche, rapportez-la à votre fournisseur.

La cartouche peut contenir une faible quantité d'air sous forme de petites bulles d'air.

Pendant l'utilisation de la cartouche

Vérifiez à intervalles réguliers que votre pompe à insuline, le dispositif de perfusion et la cartouche ne présentent aucun dommage, notamment des fissures ou fuites. Si vous sentez une odeur d'insuline, cela peut indiquer une fuite. Si l'insuline fuit du dispositif de perfusion ou de la cartouche, l'administration d'insuline peut être insuffisante et se traduire par des niveaux de glucose élevés. Changez le dispositif de perfusion et la cartouche. En cas de fuite d'insuline à partir de la cartouche, nettoyez le compartiment de la cartouche de votre pompe à insuline. Voir chapitre 3.3, page 41.

Vérifiez votre niveau de glucose aussi souvent que vous le demandera votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi (au moins 4 fois par jour).

Avant de vous coucher, assurez-vous que :

- la pompe à insuline est en mode MARCHÉ.
- la cartouche contient suffisamment d'insuline pour la nuit entière.
- le dispositif de perfusion et la cartouche ne fuient pas.

La pompe à insuline ne peut pas détecter de fuite du dispositif de perfusion ou de la cartouche. La pompe à insuline ne vous avertit **pas** en cas de problèmes liés à l'administration d'insuline résultant de la fuite d'un composant. Si vous suspectez un problème en lien avec l'administration d'insuline, remplacez le dispositif de perfusion et la cartouche.

Assurez-vous de toujours disposer d'une méthode alternative pour l'administration de votre insuline, par exemple, un stylo à insuline. Si la pompe à insuline ne fonctionne plus, optez pour une méthode alternative en respectant les consignes de l'équipe médicale chargée de votre suivi.

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK INSIGHT sont des marques de Roche. NovoRapid® et PumpCart® sont des marques déposées de Novo Nordisk A/S, Danemark. © 2023 Roche Diabetes Care.

www.accu-check.com | Roche Diabetes Care GmbH |
Sandhofer Strasse 116 | 68305 Mannheim, Germany

Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Fonctions de la pompe | 11 |
| 1.1 | Navigation dans les menus | 14 |
| 2 | Mise en marche de la pompe | 19 |
| 2.1 | Sélection du type de pile correct | 19 |
| 2.2 | Remplacement de la pile | 20 |
| 2.3 | Processus de démarrage et assistant d'installation | 23 |
| 2.4 | Programmation du profil de débits de base 1 | 27 |
| 2.5 | Remplacement de la cartouche et du module de connexion | 29 |
| 3 | Utilisation de la pompe à insuline au quotidien | 37 |
| 3.1 | Port de la pompe à insuline | 37 |
| 3.2 | Arrêt et mise en marche de la pompe | 39 |
| 3.3 | Contact de la pompe à insuline avec l'eau | 41 |
| 3.4 | Écrans Quick info (informations rapides) | 41 |
| 4 | Administration des bolus | 43 |
| 4.1 | Bolus standard | 43 |
| 4.2 | Bolus direct | 44 |
| 4.3 | Annulation d'un bolus | 46 |
| 4.4 | Bolus carré | 47 |
| 4.5 | Bolus mixte | 48 |
| 5 | Options de profils de débit de base | 51 |
| 5.1 | Débit de base temporaire (DBT) | 51 |
| 5.2 | Profils de débit de base supplémentaires | 53 |
| 5.3 | Activation d'un profil de débit de base | 55 |
| 6 | Consultation de vos données | 57 |
| 6.1 | Historique des événements | 58 |
| 6.2 | Données de bolus | 58 |
| 6.3 | Données DBT | 59 |
| 6.4 | Quantités quotidiennes | 59 |
| 6.5 | Compteur de la pompe | 59 |
| 6.6 | Version | 60 |
| 7 | Modes adaptés à diverses situations quotidiennes | 61 |

| | | |
|---|---|------------|
| 8 | Personnalisation de la pompe | 65 |
| 8.1 | Utilisation des rappels | 65 |
| 8.2 | Communication avec d'autres dispositifs | 69 |
| 8.3 | Réglages des paramètres de la pompe | 74 |
| 8.4 | Réglage des paramètres personnels | 83 |
| 8.5 | Réglage de l'heure et de la date | 91 |
| 9 | Entretien de la pompe | 95 |
| 9.1 | Généralités concernant la sécurité | 95 |
| 9.2 | Inspection de la pompe | 95 |
| 9.3 | Entretien de la pompe | 95 |
| 9.4 | Détérioration de la pompe | 96 |
| 9.5 | Réparation de la pompe | 97 |
| 9.6 | Stockage de la pompe | 97 |
| 9.7 | Mise au rebut | 98 |
| 10 | Procédures à suivre selon les messages affichés par la pompe | 99 |
| 10.1 | Liste des rappels | 101 |
| 10.2 | Liste des avertissements | 102 |
| 10.3 | Liste des messages d'entretien | 103 |
| 10.4 | Liste des erreurs | 106 |
| Annexe A : Caractéristiques techniques | | 110 |
| Annexe B : Paramètres de configuration | | 124 |
| Annexe C : Abréviations | | 127 |
| Annexe D : Icônes et symboles | | 128 |
| Annexe E : Garantie et déclaration de conformité | | 133 |
| Annexe F : Informations détaillées à propos des profils utilisateurs | | 134 |
| Annexe G : Liste des accessoires | | 138 |
| Glossaire | | 141 |
| Index | | 145 |



Cher utilisateur de la pompe à insuline Accu-Chek Insight,

Ce manuel d'utilisation s'adresse aux personnes souffrant de diabète, aux parents et aux aides-soignants responsables d'une personne souffrant de diabète ainsi qu'aux professionnels de santé. Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et efficace de votre nouvelle pompe à insuline Accu-Chek Insight. Quelle que soit votre expérience des pompes à insuline, une lecture attentive de ce manuel d'utilisation est indispensable avant toute utilisation de la pompe. Ce manuel d'utilisation doit constituer votre première source d'information pour toute question ou difficulté rencontrée liée à l'utilisation de la pompe à insuline. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème dans ces pages, nous vous recommandons de contacter votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation). Veuillez à suivre précisément les instructions figurant dans ce manuel telles qu'elles sont décrites. Le non-respect de ces instructions est susceptible d'entraîner une administration insuffisante ou excessive d'insuline et par conséquent de porter sérieusement préjudice à la santé ou même d'entraîner la mort. La pompe à insuline Accu-Chek Insight est destinée à la perfusion continue d'insuline avec de l'insuline humaine ordinaire U100 à courte durée d'action, ou des insulines analogues U100 à action rapide dans le traitement du diabète sucré nécessitant de l'insuline.

C'est au professionnel de santé qui vous suit de décider si un traitement par pompe à insuline est adaptée à votre cas de diabète sucré.

N'utilisez pas la pompe à insuline avant d'avoir reçu la formation nécessaire requise.

Le type d'insuline à utiliser pour le traitement de votre diabète doit être prescrit par votre professionnel de santé.

La pompe à insuline est contre-indiquée pour l'administration de médicaments autres que de l'insuline humaine ordinaire à action rapide 100 U ou de l'insuline analogue à action rapide 100 U.

Consultez également les instructions fournies avec votre insuline et votre dispositif de perfusion.

AVERTISSEMENT

Ne modifiez **pas** la pompe à insuline Accu-Chek Insight ni ses composants système. Utilisez uniquement la pompe à insuline Accu-Chek Insight ou ses composants système de la manière décrite dans le présent manuel d'utilisation. Dans le cas contraire, vous vous exposez à de sévères préjudices pour votre santé.

A propos du présent manuel d'utilisation

Afin de garantir une utilisation sûre et appropriée de votre pompe à insuline Accu-Chek Insight, ce manuel d'utilisation contient les fonctions suivantes pour une navigation simple et rapide :



AVERTISSEMENT

Un avertissement représente une consigne de sécurité qui demande votre plus grande attention et vous informe des risques encourus pour votre santé. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner des situations mettant votre vie en danger.

Remarque

Une remarque contient des informations importantes pour un fonctionnement optimal et efficace de votre pompe à insuline Accu-Chek Insight.

Exemple

Les exemples sont utilisés pour vous montrer la façon dont une fonction peut être utilisée dans une situation du quotidien. Nous vous rappelons que les informations médicales ou thérapeutiques ne sont indiquées que dans le but d'illustrer les exemples. Il s'agit d'informations tout à fait fortuites ne correspondant à pas vos besoins médicaux personnels. Adressez-vous toujours à des professionnels de santé pour discuter de vos propres besoins thérapeutiques.

Les sections colorées en **bleu** se rapportent aux fonctionnalités qui font partie de la formation de base. Il vous est fortement recommandé de lire attentivement ces sections avant de commencer à utiliser la pompe.

Les sections colorées en **violet** se rapportent aux fonctionnalités qui font partie de la formation facultative. Il vous est fortement recommandé de lire attentivement ces sections avant de commencer à utiliser la fonctionnalité correspondante.

Remarque

Il se peut que les illustrations figurant dans le présent manuel diffèrent légèrement de la conception réelle de votre dispositif.

1 Fonctions de la pompe

Séquences de manipulation guidées (assistants)

Le traitement par pompe à insuline implique parfois des étapes complexes. Pour plusieurs fonctions devant être exécutées dans un ordre spécifique, la pompe propose des assistants préprogrammés conçus pour vous guider dans la procédure.

Des assistants sont disponibles pour vous aider à :

- Insérer une nouvelle cartouche
- Remplir le dispositif de perfusion
- Insérer une nouvelle pile
- Établir la liaison entre la pompe et un autre dispositif
- Technologie sans fil *Bluetooth®*

Trois modes de base

Mode MARCHÉ : lorsqu'elle fonctionne normalement, la pompe est en mode MARCHÉ. Dans ce mode, la pompe permet d'injecter de l'insuline dans votre organisme selon le débit de base, les bolus et les débits de base temporaires (DBT).

Mode PAUSE : lorsque vous retirez la pile ou la cartouche pendant que la pompe est en mode MARCHÉ ou après l'affichage de messages d'entretien, la pompe passe en mode PAUSE. L'administration d'insuline s'arrête automatiquement, puis reprend dès que vous confirmez les messages et que vous insérez une nouvelle pile ou cartouche

à l'emplacement requis. Les débits de base temporaires et les bolus en cours continueront d'être administrés. De plus, le débit de base manqué lorsque la pompe était en mode PAUSE sera administré en plus du débit de base en cours lorsque la pompe reviendra au mode MARCHÉ.

Mode STOP : lorsque la pompe est en mode PAUSE pendant plus de 15 minutes, elle passe automatiquement en mode STOP. L'écran **Pompe à l'arrêt** s'affiche. La pompe s'arrête complètement et annule tous les débits de base temporaires et les bolus en cours. Une fois en mode STOP, vous devez redémarrer la pompe depuis le **Menu** principal et reprogrammer vos débits de base temporaires et bolus. Voir chapitre 3.2, page 39. Si vous souhaitez arrêter la pompe pour une raison quelconque, vous pouvez également activer le mode STOP à l'aide du **Menu** principal.

Réglez l'affichage en fonction de vos besoins

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran couleur de la pompe en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez également modifier la couleur de fond en fonction de vos préférences personnelles. Vous pouvez faire pivoter l'écran pour lire plus facilement son contenu si votre position rend la lisibilité difficile (par exemple lorsque la pompe est fixée à votre ceinture). Voir chapitre 8.3.5, page 81.

Agrandissez les textes affichés pour une meilleure lisibilité



La touche de zoom permet d'agrandir la taille du texte affiché pour une meilleure lisibilité. Voir chapitre 1.1.4, page 18.



Profils utilisateur adaptés aux situations spéciales

L'activation du profil utilisateur **Expressif** permet de désactiver les fonctions de défilement de la pompe. Toutes les valeurs peuvent donc uniquement être programmées par incréments distincts. De plus, des signaux sonores vous permettent de vérifier que vous avez bien programmé les valeurs. Il s'agit d'une option utile si vous avez des troubles visuels. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

L'activation du profil utilisateur **Son grave** permet d'émettre tous les signaux sonores une octave plus bas. Il s'agit d'une option utile si vous avez des troubles auditifs. Voir chapitre 8.3.2, page 78.

Verrouillez les touches pour éviter une activation involontaire

Le verrouillage des touches désactive les touches de la face avant de votre pompe afin de prévenir toute activation accidentelle lorsque vous portez la pompe sous vos vêtements. Le verrouillage des touches est activé par défaut. Le verrouillage des touches ne désactive **pas** les touches de bolus direct . Les touches de bolus direct  fonctionnent toujours, même en

cas d'activation de la fonction de verrouillage des touches bloquant les touches de la face avant de la pompe. Afin de déverrouiller les touches de la face avant, appuyez sur les touches suivantes en l'espace d'une seconde : une des touches , puis ▲ et ▼ ou une des touches , puis ▼ et ▲. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

Définissez des débits de base horaires de 0,02 à 25 U/h

Vous pouvez programmer des débits de base horaires individuels pour chaque heure de la journée dans 24 plages horaires maximum allant de 15 minutes à 24 heures. Il est possible de définir un débit de base horaire allant de 0,02 à 25 U/h. N'oubliez pas que votre profil de débit de base doit toujours être fourni par votre professionnel de santé ou convenu avec lui.

Programmez jusqu'à 5 profils de débit de base différents

Vous pouvez définir jusqu'à 5 profils de débit de base, chacun correspondant à une routine quotidienne spécifique. Par exemple, vous pouvez créer un profil pour les jours de travail et un autre pour les week-ends. Voir chapitre 5, page 51.

Utilisation de cartouches pré-remplies

Vous pouvez utiliser les cartouches pré-remplies suivantes avec votre pompe à insuline Accu-Chek Insight :

- NovoRapid® PumpCart® (cartouche pré-remplie contenant 1,6 ml de solution pour injection)

- Fiasp® PumpCart® (cartouche préremplie contenant 1,6 ml de solution pour injection)

Veillez vérifier la disponibilité dans votre pays ou contacter le service après-vente.

Détectez les occlusions

La pompe détecte tout blocage au niveau du dispositif de perfusion susceptible d'empêcher l'administration de l'insuline. Le système émet un message d'entretien correspondant. Cependant, la pompe ne détecte pas une fuite du dispositif de perfusion ou un détachement de la canule du site de perfusion.

2 options d'administration d'un bolus standard

Pour programmer et administrer un bolus standard, 2 options sont disponibles : naviguez dans les menus ou utilisez la fonction Bolus direct qui permet de programmer un bolus standard par incréments distincts, sans même regarder l'écran. Voir chapitre 4.1, page 43. Voir chapitre 4.2, page 44.

Débit de bolus réglable

Vous pouvez régler la vitesse d'administration des bolus. Une vitesse d'administration du bolus plus faible peut être très utile si vous avez des quantités de bolus élevées qui entraînent une fuite de l'insuline au niveau du site d'administration sur votre peau ou si vous ressentez des douleurs lors de l'administration du bolus. Voir chapitre 8.4.2, page 85.

Respectez un délai (temps de latence) avant l'administration du bolus

Si vous présentez une digestion retardée (gastroparésie), il peut s'avérer utile de lancer l'administration d'un bolus après avoir commencé de manger. La fonction de réglage du délai d'administration du bolus permet de spécifier un délai entre la programmation du bolus et le début de l'administration du bolus. Discutez de l'utilisation de cette fonction avec l'équipe médicale chargée de votre suivi. Voir chapitre 8.4.2, page 85.

Bolus carré

Pour les situations dans lesquelles il est nécessaire d'administrer un bolus d'insuline sur une certaine durée et non d'un seul coup, vous pouvez utiliser un bolus carré. La quantité de bolus carré est administrée sur une période que vous pouvez ajuster au besoin. Cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque vous consommez des aliments qui se digèrent lentement ou si vous assistez à des repas de longue durée. Voir chapitre 4.4, page 47.

Bolus mixte

Dans les situations dans lesquelles vous consommez des plats contenant à la fois des glucides lents et rapides, vous pouvez envisager l'administration simultanée d'un bolus rapide et d'un bolus lent. Le bolus mixte combine un bolus standard et un bolus carré, ce qui permet à la fois une action rapide et une action prolongée. Cela peut également être un bon choix lorsque vous prévoyez de consommer des glucides

1 FONCTIONS DE LA POMPE

lents et devez corriger en même temps un niveau de glycémie élevé. Voir chapitre 4.5, page 48.

Divers modes adaptés à diverses situations quotidiennes

Votre pompe propose plusieurs modes de fonctionnement adaptés à diverses situations quotidiennes.

Par exemple :

- Lors de réunions, vous pouvez définir la pompe sur le mode Silencieux. La nuit, la pompe peut différer les messages d'avertissement peu importants à une heure de réveil déterminée.
- En mode avion, la technologie de communication sans fil *Bluetooth* de votre pompe est désactivée.

Voir chapitre 7, page 61.

Rappels personnalisables





Des nombreux aspects liés à la gestion de votre diabète requièrent une attention et une intervention régulières. Votre pompe propose divers rappels pour vous aider à vous rappeler :









- d'administrer un bolus
- de remplacer le dispositif de perfusion
- de remplacer la pile
- de vérifier d'éventuels oublis de bolus

Vous pouvez même programmer des heures de réveil selon vos besoins personnels. Voir chapitre 8.1, page 65.

1.1 Navigation dans les menus




| Touche | Fonctions |
|---|---|
|  | <p>Dans la plupart des situations, les 2 touches  présentent une fonction identique et peuvent être utilisées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Revenir au champ précédent (retour) ■ Annuler un réglage ■ Arrêter une fonction ■ Démarrer la programmation de bolus direct ■ Définir la quantité du bolus direct ■ Annuler un bolus ■ Accéder à l'écran État (appuyer deux fois sur la touche) ■ Arrêter l'avertissement répétitif du mode STOP |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Se déplacer vers le haut dans un écran de menu ■ Augmenter une valeur de réglage ■ Accéder à l'écran d'informations rapides |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Accéder au niveau de menu suivant ■ Confirmer un réglage ■ Démarrer une fonction |

| Touche | Fonctions |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Se déplacer vers le bas dans un écran de menu ■ Diminuer une valeur de réglage ■ Accéder à l'écran d'informations rapides |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Agrandir les caractères à l'écran ■ Réduire les caractères agrandis à l'écran |
| <p>Une des touches , puis  et  ou une des touches , puis  et </p> | <p>Désactive le verrouillage des touches en cas d'activation rapide de la série de touches en l'espace d'une seconde</p> |

1.1.1 Navigation entre les écrans

Ce chapitre fournit une description générale de la navigation entre les écrans et de l'utilisation des différentes fonctions de la pompe.

1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche




1 FONCTIONS DE LA POMPE

Le **Menu** principal s'affiche.





Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au sous-menu souhaité.

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu mis en surbrillance.



Les touches ▲ et ▼ permettent de déplacer la barre bleue (curseur) vers le haut et vers le bas dans le menu.





Lorsque la commande de menu de votre choix est mise en surbrillance par la barre bleue, appuyez sur la touche  pour accéder au prochain niveau de menu.





Lorsqu'un réglage spécifique est mis en surbrillance et accompagné de petites flèches de déplacement vers le haut et vers le bas, les touches ▲ et ▼ servent à augmenter et à diminuer la valeur.



Pour confirmer une valeur, appuyez sur la touche .

Une fois le réglage terminé, appuyez de nouveau sur la touche  pour confirmer et lancer la fonction.



Pour revenir au niveau précédent et annuler une fonction, appuyez sur la touche . Cependant, les réglages effectués ne seront pas enregistrés.

Remarque

Une simple pression sur la touche ▲ ou ▼ permet de changer la valeur par incrément. Pour changer rapidement la valeur, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ et maintenez-la enfoncée (« défilement »).


1.1.2 Présentation de l'écran

Le **Menu** principal offre les fonctions suivantes :



- Bolus
- Débit de base
- Arrêter pompe
- Mettre pompe en marche
- Données de la pompe
- Modes
- Réglages
- Cartouche et dispositif de perfusion
- Accueil

La présence d'une barre de défilement à droite signifie que d'autres commandes actuellement non visibles à l'écran sont disponibles.



Dans chaque menu, vous pouvez utiliser la fonction **Accueil** pour revenir à l'écran État :



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à la fonction **Accueil**.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

Si plusieurs étapes font partie d'une séquence (assistant), les numéros affichés dans le coin supérieur droit de l'écran indiquent le nombre d'étapes restantes.




1.1.3 Écran État

L'écran État affiche l'état actuel de la pompe. Par exemple, il indique si la pompe est en mode MARCHE, STOP ou PAUSE et si

1 FONCTIONS DE LA POMPE

des bolus ou des débits de base temporaires sont en cours d'exécution.



Vous pouvez consulter la liste complète des icônes d'affichage dans l'annexe D : Icônes et symboles, page 128.

1.1.4 Modèles d'affichage

Vous pouvez choisir entre différents modèles d'affichage pour l'écran de votre pompe. Par défaut, le logiciel de la pompe utilise une couleur de fond sombre et la police standard.

Consultez le chapitre relatif aux réglages pour savoir comment personnaliser l'affichage. Voir chapitre 8.3.5, page 81.


Couleur de fond sombre

Avec la couleur de fond sombre, l'écran affiche des caractères blancs sur fond noir.




Couleur de fond claire


Avec la couleur de fond claire, l'écran affiche des caractères noirs sur fond blanc.



Mode zoom




Lorsque vous appuyez sur  pendant 1 seconde, les caractères s'agrandissent à l'écran.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur  pendant 1 seconde, les caractères s'affichent de nouveau au format normal.

Remarque

En mode zoom, il se peut que tout le contenu de l'écran ne soit pas visible.

Le symbole  reste éclairé tant que le mode zoom est activé.

2 Mise en marche de la pompe

Ce chapitre fournit les explications nécessaires à la préparation de votre nouvelle pompe à insuline et au commencement de votre traitement par pompe à insuline.

Avant de mettre la pompe en marche, vous devez :

- Insérer la pile
- Régler la date et l'heure
- Programmer au moins un profil de débits de base
- Insérer la cartouche
- Relier la tubulure du dispositif de perfusion avec l'adaptateur à la pompe et le remplir d'insuline
- Relier la tubulure au dispositif cutané du dispositif de perfusion et remplir le dispositif cutané d'insuline (purger le dispositif de perfusion)

Souvenez-vous que la réussite d'un traitement par pompe à insuline exige un contrôle régulier de votre niveau de glycémie. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un lecteur de glycémie aussi souvent que vous le demandera votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi (au moins 4 fois par jour).

AVERTISSEMENT

Ce produit contient de petites pièces. Il y a des risques d'étouffement en cas d'ingestion des petites pièces (par ex. embouts ou autres).

2.1 Sélection du type de pile correct

Votre pompe à insuline Accu-Chek Insight requiert une pile 1,5 V AAA.

AVERTISSEMENT

Nous recommandons les piles Energizer® Ultimate Lithium (FR03) car leur efficacité a été testée avec la pompe à insuline Accu-Chek Insight. Voir Annexe A : Caractéristiques techniques, page 110 pour obtenir de plus amples informations sur la durée de vie de la batterie.



Si vous avez l'intention d'utiliser un type différent de pile au lithium, cette dernière doit être conforme à la norme CEI 60086-4. Dans ce cas, contactez votre prestataire de service.

Si vous avez l'intention d'utiliser des piles alcalines, ces dernières doivent convenir à des dispositifs à haute consommation d'énergie, comme les unités de flash pour caméra.


Les piles alcalines ont une durée de vie significativement plus courte que celles au lithium. Utilisez des piles alcalines uniquement si vous ne disposez pas de piles au lithium.

N'utilisez aucune autre pile, comme des piles zinc-carbone, des piles rechargeables, des piles usagées ou expirées. Ces piles ont une durée de vie significativement plus courte et sont susceptibles de provoquer l'arrêt de votre

pompe à insuline sans avertissement préalable.

Veillez à spécifier le type de pile utilisé dans votre pompe à insuline. Dans le cas contraire, la durée de vie restante de la pile risque de ne pas pouvoir être correctement calculée.

Écran de sélection de pile



2.2 Remplacement de la pile

Veillez à toujours disposer d'une nouvelle pile. Il est essentiel de remplacer la pile au lithium toutes les 2 semaines indépendamment de l'indicateur de charge de la pile.

Avant de remplacer la pile, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée (par ex. : revêtement plastique isolant la pile abîmé) et qu'elle ne présente pas de fuite, car elle pourrait le cas échéant endommager la pompe. En cas de chute de la pile, veillez à en utiliser une nouvelle.

Après le changement de la pile, contrôlez l'écran État de votre pompe à insuline et assurez-vous que l'heure, la date et le débit de base sont correctement définis. Si ce n'est pas le cas, mettez votre pompe à insuline en mode STOP, puis revenez au mode MARCHÉ ou contactez votre prestataire de service.

Vous pouvez optimiser la durée de vie de la pile en respectant les recommandations suivantes :

- En l'absence de dispositif lié avec votre pompe à insuline, vous pouvez désactiver la communication au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth* pour diminuer la consommation d'énergie.
- En cas de liaison de votre pompe à insuline avec un dispositif qui vous permet de commander la pompe à insuline, utilisez ce dispositif pour réduire l'usage fréquent de l'écran de la pompe.
- Vous pouvez diminuer la luminosité de l'écran.
- Protégez la pompe à insuline de toute exposition à un vent froid et à des températures supérieures à 40 °C et inférieures à 5 °C.
- Remplacez le couvercle de la pile lorsqu'il vous paraît usé ou sale ou s'il n'a pas été remplacé depuis plus de 6 mois.

Retrait de la pile

Si vous retirez la pile pendant que la pompe administre de l'insuline (mode MARCHÉ), l'administration d'insuline est automatiquement interrompue (mode PAUSE). Lorsque la pile est retirée alors que la pompe est en mode PAUSE, celle-ci émet un signal sonore toutes les 8 secondes.

Lorsque vous retirez la pile, la pompe conserve l'heure et la date en mémoire pendant 10 heures environ.

En cas d'insertion d'une pile neuve dans les 15 minutes qui suivent, les débits de base temporaires et les bolus en cours avant que

la pompe n'ait passé en mode PAUSE sont poursuivis. De plus, le débit de base manqué lorsque la pompe était en mode PAUSE sera administré en plus du débit de base en cours lorsque la pompe reviendra au mode MARCHÉ.


Si la pompe est restée sans pile pendant plus de 15 minutes, elle s'arrête complètement (mode STOP) et annule les débits de base temporaires et les bolus. Une fois la pile remplacée, il est alors nécessaire de redémarrer la pompe depuis l'écran du menu principal et de programmer à nouveau des débits de base temporaires et des bolus. Voir chapitre 3.2, page 39.

Les réglages des paramètres de la pompe à insuline (tels que les débits de base, la quantité restante dans la cartouche, l'incrément de bolus, le profil utilisateur actif ou les réglages d'alarme) et la mémoire des événements (historique des bolus et des alarmes, historique des quantités journalières d'insuline et des débits de base temporaires) sont toujours enregistrés, quels que soient le niveau d'usure de la pile et le temps pendant lequel la pompe est restée sans pile.

Insertion de la pile

Assurez-vous que vous protégez le compartiment de la pile de la poussière lors du remplacement de la pile. Lors de la première mise en marche de la pompe, commencez par l'étape 6.

1



Pour éviter toute administration accidentelle d'insuline, vérifiez que le dispositif de perfusion n'est pas relié à votre corps.


2



Tournez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre un angle de 90°.


2 MISE EN MARCHÉ DE LA POMPE

3



Poussez le cran d'ouverture du compartiment de la pile dans le sens de la flèche (vers le compartiment de la cartouche).

4




Vous pouvez utiliser le levier rabattable pour facilement retirer le couvercle de la pile.

5



Retirez le couvercle de la pile et la pile usagée.

6



Insérez la nouvelle pile dans le compartiment de la pile, pôle positif (+) en premier et pôle négatif (-) vers l'extérieur.

7



Placez le couvercle de la pile au-dessus de la pile.

8



Poussez entièrement le couvercle de la pile dans le compartiment de la pile jusqu'à entendre le déclic d'enclenchement.

Une fois la pile insérée, la pompe lance sa procédure de démarrage. Si la pompe ne lance pas cette procédure, vérifiez que la pile est insérée correctement (pôle positif en premier).

La première fois que vous insérez une pile ou lorsque la pompe est restée sans pile pendant plus de 10 heures, l'assistant d'installation se lance pour vous aider à

programmer les réglages initiaux de la pompe tels que l'heure et la date.

2.3 Processus de démarrage et assistant d'installation

Après l'insertion d'une nouvelle pile, la pompe exécute automatiquement un auto-test. Vérifiez l'écran, les signaux sonores et les vibrations pour vous assurer du bon fonctionnement de la pompe.

Si une étape quelconque de l'auto-test ne semble pas fonctionner correctement, contactez votre prestataire de service.

Le processus de démarrage varie selon que vous :

- démarrez la pompe pour la première fois
- démarrez la pompe après l'avoir laissée plus de 10 heures sans pile
- insérez une nouvelle pile pendant que la pompe est en mode PAUSE

Pour plus d'informations sur le processus de démarrage, consultez le chapitre suivant.

Remarque

- En cas d'affichage de l'écran État et si vous n'appuyez pas sur les touches ,  ou  pendant plus de 10 secondes, ces touches seront verrouillées. Le



verrouillage des touches ne désactive pas les touches de bolus direct. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

- Si vous soupçonnez que la pompe est endommagée, par exemple parce que

vous l'avez laissée tomber, vous pouvez retirer puis réinsérer la pile afin de lancer l'auto-test. Voir chapitre 2.3, page 23.

Séquence d'auto-test

Une fois le couvercle de la pile fermé, l'Auto-test pompe commence automatiquement.



L'écran devient rouge.

1



Vérifiez que toute la surface est rouge.

L'écran devient vert.

2



Vérifiez que toute la surface est verte.

L'écran devient bleu.


3



Vérifiez que toute la surface est bleue.

L'écran devient noir.

4



Vérifiez que toute la surface est noire.

L'écran **Test vibrations** s'affiche et la pompe émet des vibrations.

5



Assurez-vous de pouvoir ressentir les vibrations.

L'écran **Test acoustique** s'affiche et la pompe émet plusieurs signaux sonores.

6



Assurez-vous de pouvoir les entendre.

Si vous avez mis la pompe en marche pour la première fois ou si elle est restée sans pile pendant plus de 10 heures, l'assistant d'installation vous guide à travers les étapes de réglage de l'heure et de la date. Sinon, le processus de démarrage continue avec l'étape 6 de la page 26.

Configuration de l'heure, de la date et du type de pile

AVERTISSEMENT

Il est important de régler l'heure et la date correctes sur la pompe y compris les indications a.m. et p.m. pour le format 12 heures. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir la bonne quantité d'insuline au bon moment.

L'écran **Régler l'heure** s'affiche.

1



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Régler les minutes**.

L'écran **Régler les minutes** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.


Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Régler l'année**.

L'écran **Régler l'année** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Régler le mois**.

L'écran **Régler le mois** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le mois.

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Régler le jour**.

L'écran **Régler le jour** s'affiche.

5




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le jour.


Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran [Type de pile](#) s'affiche.

6



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au type de pile inséré.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de toujours sélectionner le bon type de pile après l'avoir changée.

L'écran [Démarrer l'administration de l'insuline ?](#) s'affiche.

7



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **non**.

L'écran [Pompe à l'arrêt](#) s'affiche.



Avant d'utiliser la pompe, vous devez programmer au moins un profil de débits de base. Poursuivez avec la programmation du profil de débit de base 1. Voir chapitre 2.4, page 27.

Si un profil de débits de base a déjà été programmé, vous pouvez simplement sélectionner **oui**.

2.4 Programmation du profil de débits de base 1

La pompe administre un flux continu d'insuline pour couvrir vos besoins de base en insuline. Il s'agit de votre profil de débits de base. Vous pouvez programmer différents débits de base horaires en fonction de plages horaires afin de couvrir vos besoins en insuline fluctuant sur l'ensemble de la journée. Par défaut, votre pompe affiche 24 plages horaires correspondant à chacune des heures de la journée. La modification de l'heure de Fin vous permet de programmer un nombre variable de plages horaires (1 à 24) dont la durée peut aller de 15 minutes minimum à 24 heures maximum si nécessaire.

Le total de toutes les plages horaires est appelé « profil de débits de base » ou « profil ». Assurez-vous d'avoir programmé

un débit de base horaire pour les 24 heures de la journée.

Vos paramètres personnels de profil de débits de base doivent être fournis par votre professionnel de santé.

1



Dans l'écran État, appuyez sur la touche




Le **Menu** principal s'affiche.


Exemple : Profil de débits de base pour 18 U / 24 heures

Administration d'insuline


[U/h]



2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Débit base**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Débit base** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Programm. profil débit de base**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Programm. profil débit de base** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Profil 1**.

L'écran **Profil 1** s'affiche. L'heure de **Début** est toujours minuit. L'heure de **Fin** de la première plage horaire est en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


Appuyez sur la touche .

Le débit de base horaire de la première plage horaire est en surbrillance et la prochaine plage horaire apparaît.

6




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir le débit de base horaire.

Appuyez sur la touche .

L'heure de **Fin** de la deuxième plage horaire est en surbrillance.


7



Continuez à programmer l'heure de **Fin** et le débit de base horaire pour les 24 heures.

8

| Profil 1 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 19:00 | 21:30 | 1.60 |
| 21:30 | 24:00 | 0.80 |

Après avoir programmé un débit de base horaire pour la totalité des 24 heures, appuyez sur la touche .

L'écran **Dose totale du débit de base** s'affiche pour le Profil 1.

9

| Profil 1 | |
|---|---|
| Dose totale du débit de base | |
| 24.0 U | |
|  Retourner |  Confirmer |

Vérifiez que la dose totale quotidienne correspond aux exigences de votre traitement.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.


L'écran **Pompe à l'arrêt** s'affiche.

10

| Pompe à l'arrêt | | |
|-----------------|---|-----------|
| 09:29 |  | 14 Nov 16 |

La prochaine étape consiste à insérer la cartouche. Voir chapitre 2.5, page 29.

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur la touche  pour revenir au champ précédent.

2.5 Remplacement de la cartouche et du module de connexion

Remplacez la cartouche et le module de connexion dans les situations suivantes :

- Lorsque la cartouche est vide et que la pompe affiche **Entretien M21 : Cartouche vide**
- Lorsque la pompe affiche **Entretien M24 : Occlusion**
- Si vous pensez que la tubulure présente une occlusion (même si aucune alarme n'est émise)
- Lorsque le site de perfusion présente des signes d'irritation ou d'infection
- En cas de perte manifeste d'insuline en raison de la fuite d'un composant

AVERTISSEMENT

- Deux fois par jour au minimum, vérifiez que le site de perfusion ne présente ni irritation, ni infection. Les signes d'infection peuvent inclure, mais sans s'y limiter : douleurs, protubérances, rougeurs, sensation de chaleur et suppuration au site d'insertion. Si vous constatez une rougeur ou un gonflement, remplacez immédiatement le dispositif cutané, choisissez un autre site de perfusion et contactez votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi.
- Remplacez le dispositif cutané conformément au mode d'emploi du dispositif de perfusion et aux recommandations de votre

2 MISE EN MARCHÉ DE LA POMPE

professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi.

Remplacement de la cartouche

Rassemblez le matériel suivant :

- Une nouvelle cartouche
- Un dispositif de perfusion Accu-Chek Insight neuf

Si vous utilisez NovoRapid® PumpCart®, commencez par lire les informations correspondantes figurant dans ce manuel d'utilisation à la page 4.

Remarque

Assurez-vous que la cartouche et l'insuline sont à température ambiante.


1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2



Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Cartouche et dispositif perf.**

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Cartouche et dispositif perf.** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Changer cartouche.**

L'écran **Changer cartouche** s'affiche.



4



Tenez la pompe à insuline en position verticale. Tournez l'adaptateur avec la tubulure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

5



Lorsque vous atteignez un angle de 120°, retirez l'adaptateur à la cartouche. La pompe commence à remettre la tige filetée télescopique dans sa position initiale.

6



Déconnectez le dispositif de perfusion de votre corps.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

AVERTISSEMENT

Déconnectez toujours le dispositif de perfusion de votre corps avant de changer la cartouche.

Attendez que la pompe ait fini de remettre la tige filetée télescopique dans sa position initiale. Si celle-ci est déjà entièrement revenue en position initiale, cet écran ne s'affiche pas. Si la tige filetée télescopique ne revient pas entièrement en position

initiale, veuillez contacter votre prestataire de service.



Insérez une cartouche uniquement si l'écran [Introduire nouvelle cartouche et connecter adaptateur](#) s'affiche.



AVERTISSEMENT

- Avant d'insérer la cartouche dans la pompe à insuline, assurez-vous de l'absence de fissures ou de détériorations sur chaque cartouche.
- N'utilisez jamais une cartouche qui est tombée, même si elle semble être dans un état irréprochable.


7



Veuillez veiller à tenir la pompe à insuline en position verticale.

Insérez la cartouche, piston en premier, dans le compartiment de la cartouche.

8



Placez un **nouvel adaptateur** sur les encoches du compartiment de la cartouche. Assurez-vous d'insérer l'embout de l'adaptateur dans les encoches du compartiment de la cartouche de la pompe à un angle droit (90°). L'aiguille risque d'être tordue dans le cas contraire.

CORRECT




INCORRECT



⚠ AVERTISSEMENT


- Utilisez toujours un nouvel adaptateur lorsque vous changez de cartouche.
- Une aiguille est située au centre de l'embout de l'adaptateur. L'administration d'insuline est uniquement garantie si l'aiguille est correctement ajustée sur la cartouche de manière centrale et perpendiculaire (voir étape 8).



9




Tournez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. L'adaptateur est correctement positionné lorsqu'il est aligné avec le boîtier de la pompe.

Appuyez ensuite sur la touche  pour confirmer.

L'écran **Type cartouche** s'affiche.

10



Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La pompe détecte la position du piston dans la cartouche.




La pompe effectue ensuite un auto-test. Voir chapitre 2.3, page 23.



Après l'auto-test, l'écran **Remplir tubulure ?** s'affiche.

11



Appuyez sur la touche  pour remplir la tubulure d'insuline.

AVERTISSEMENT

Si une cartouche vide est insérée dans la pompe (p. ex. à des fins d'entraînement), la pompe affiche les administrations d'insuline programmées (purge du dispositif de perfusion, débit de base et administrations de bolus), même si aucune insuline n'a été administrée étant donné que la cartouche est vide.

Remplacement du module de connexion (adaptateur et tubulure)

Après avoir raccordé un nouvel adaptateur, il est essentiel que vous remplissiez le module de connexion et la canule d'insuline. La quantité d'insuline utilisée pour le remplissage n'est pas ajoutée à l'historique des quantités journalières d'insuline.

Lors du remplissage, tenez la pompe à insuline en position verticale, de sorte que


l'adaptateur soit orienté vers le haut afin d'éliminer toute bulle d'air de la cartouche et de la tubulure. En présence de bulles d'air dans le tubulure ou si l'embout ne libère pas d'insuline une fois le remplissage terminé, renouvelez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le dispositif de perfusion et jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement rempli d'insuline.


⚠ AVERTISSEMENT

La présence de bulles d'air dans la cartouche et dans le dispositif de perfusion peut entraîner l'injection d'air à la place de l'insuline. Dans ce cas, l'organisme ne reçoit pas la quantité d'insuline requise. Veillez à éliminer les éventuelles bulles d'air lorsque vous remplissez la cartouche et le dispositif de perfusion alors que la tubulure n'est pas raccordée à votre corps.

L'écran **Remplir tubulure** s'affiche.

12



Assurez-vous que le dispositif de perfusion n'est pas relié à votre corps. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne remplissez jamais une tubulure alors qu'elle est reliée à votre corps. Vous risqueriez de recevoir une quantité d'insuline incontrôlée. Respectez toujours

le mode d'emploi du dispositif de perfusion utilisé.


La pompe commence automatiquement à remplir la tubulure.



13


Vous pouvez interrompre le processus de remplissage à tout moment en appuyant sur la touche .


Le remplissage est achevé lorsque la pompe s'arrête. Vérifiez si de l'insuline s'écoule hors de la tubulure.

En l'absence d'insuline s'écoulant hors de la tubulure, appuyez sur la touche  pour revenir en arrière.

Démarrez un deuxième processus de remplissage :

Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Remplir tubulure**.


Appuyez sur la touche  pour le sélectionner.

Dès que de l'insuline s'échappe hors de la tubulure, appuyez sur la touche  pour interrompre le processus de remplissage.


Une fois le remplissage achevé, vous êtes invité à raccorder le dispositif de perfusion à votre corps.



14




Vous pouvez maintenant insérer la canule. Lisez et suivez attentivement les instructions fournies avec le dispositif de perfusion.

Reliez l'embout de la tubulure au dispositif cutané et appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran **Remplir canule ?** s'affiche.


15



Appuyez sur la touche  pour remplir la canule du dispositif de perfusion d'insuline.


La pompe commence automatiquement à remplir la canule.



La quantité de remplissage par défaut pour la canule s'élève à 0,7 U. Voir chapitre 8.4.3, page 90.



Une fois le remplissage achevé, l'écran **Relancer l'administration ?** s'affiche.

16



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **oui** ou  pour sélectionner **non**.

3 Utilisation de la pompe à insuline au quotidien

3.1 Port de la pompe à insuline

Veillez à bien fixer la pompe sur votre corps ou au niveau de vos vêtements afin d'éviter de l'endommager. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'un de nos systèmes de port spécifiques. Par temps froid, portez la pompe sous vos vêtements ou directement sur votre corps.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le dispositif de perfusion ne soit jamais entortillé ou comprimé. Cela empêcherait le bon écoulement de l'insuline et pourrait entraîner une administration insuffisante ou excessive d'insuline.

Remarque

Lorsque vous portez la pompe, évitez tout contact avec des objets se trouvant dans vos poches, comme des porte-clés, clés ou pièces de monnaie. Ils pourraient endommager la pompe ou activer accidentellement ses touches.

3.1.5 Où et quand ne pas porter la pompe

Dans certaines situations, il est recommandé de retirer votre pompe car elle pourrait être endommagée ou d'autres

risques pourraient survenir. Retirez votre pompe dans ces situations et optez pour un traitement alternatif si nécessaire. Vous trouverez des exemples de ces situations dans les pages suivantes.

Champs électromagnétiques et zones dangereuses

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas la pompe à proximité de champs électromagnétiques tels que des installations de radars ou d'antennes, des sources de haute tension, des sources de rayons X, un appareil de tomodensitométrie (scanner) ou un appareil d'IRM (imagerie par résonance magnétique). Ces sources de courant électrique, ainsi que toutes les autres, risquent de provoquer un dysfonctionnement de la pompe. L'administration de l'insuline peut s'arrêter et la pompe affiche **Erreur E7 : Erreur électronique**.

Pensez à arrêter la pompe, à la détacher de votre corps et à tenir le dispositif en dehors de ces zones. Voir Annexe A : Caractéristiques techniques, page 110 pour obtenir plus d'informations sur les champs électromagnétiques.

Les tests ont montré que la pompe est conforme à la réglementation relative aux interférences électromagnétiques. Les systèmes de sécurité des aéroports et les dispositifs antivols, comme ceux installés dans les grands magasins, ne devraient pas perturber le fonctionnement de la pompe.

3 UTILISATION DE LA POMPE À INSULINE AU QUOTIDIEN

De nombreux appareils émettent des ondes électromagnétiques comme les téléphones portables. Il n'est pas totalement exclu qu'un tel appareil puisse endommager la pompe. Il est donc recommandé de maintenir la pompe à 10 cm minimum de ces appareils lorsqu'ils sont en marche.

Pression atmosphérique

La pompe est conçue pour fonctionner dans des conditions atmosphériques normales (de 550 à 1060 mbar).

N'utilisez pas la pompe dans un caisson hyperbare ni dans des zones dangereuses, comme celles où peuvent se dégager des gaz et vapeurs inflammables. Il existe un risque d'explosion.

Veillez à toujours arrêter et détacher la pompe de votre corps avant de pénétrer dans des zones dangereuses. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

Remarque

Un changement rapide et important de pression atmosphérique ou de température peut influencer l'administration d'insuline, particulièrement en cas de présence de bulles d'air dans la cartouche ou la tubulure.

De tels changements peuvent survenir par exemple dans les cas suivants :

- Dans un avion sans équilibrage de la pression au décollage

- En pratiquant des sports comme le deltaplane
- En passant d'une pièce chauffée à des températures extérieures froides

Portez votre pompe contre votre corps, éliminez les bulles d'air susceptibles de se trouver dans la cartouche ou la tubulure et réalisez des mesures de glycémie plus fréquemment dans ces situations.

En cas de doute, retirez la pompe et optez pour une autre méthode de traitement.

Sport et exercice

Vous pouvez porter la pompe tout en exerçant diverses activités sportives. Toutefois, il est important de la protéger avant de commencer l'exercice. Ne portez pas la pompe lorsque vous pratiquez des sports de contact comme la boxe, le football ou le hockey. Un contact violent risque d'endommager la pompe.

Consultez notre catalogue d'accessoires pour obtenir plus d'informations sur les systèmes de port ou contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

En voyage

Avant de voyager, demandez à votre professionnel de santé ou à l'équipe médicale chargée de votre suivi de vous renseigner sur les précautions à respecter. Assurez-vous d'emporter du matériel de rechange, tant pour le lecteur que pour la pompe. Une fois sur place, renseignez-vous

sur les endroits où vous pouvez vous procurer ce type de matériel.

Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

3.2 Arrêt et mise en marche de la pompe

Votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi doit vous indiquer quand et pendant combien de temps vous pouvez interrompre l'administration d'insuline.

Vérifiez régulièrement votre niveau de glycémie à toute interruption de l'administration d'insuline. Si nécessaire, utilisez une seringue à insuline ou un stylo à insuline pour vous administrer l'insuline en respectant les consignes de votre professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi.

AVERTISSEMENT


Vérifiez votre niveau de glycémie et remplissez immédiatement la pompe avec la quantité manquante d'insuline si l'administration d'insuline est interrompue pour diverses raisons, par exemple :

- Vous arrêtez la pompe
- Un problème technique est survenu au niveau de la pompe
- La cartouche et/ou le dispositif de perfusion fuit
- Le dispositif de perfusion est obstrué
- La canule s'est détachée du site de perfusion

Arrêt de la pompe

1



Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Arrêter pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Pompe à l'arrêt** s'affiche.

Vous pouvez détacher le dispositif de perfusion de votre corps et retirer la pompe.




Avertissement STOP

Tant que la pompe est en mode STOP, elle émet un signal sonore chaque minute pour vous rappeler qu'aucune administration d'insuline n'est en cours.

3 UTILISATION DE LA POMPE À INSULINE AU QUOTIDIEN

Remarque

Vous pouvez annuler cet avertissement STOP en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes.

Mise en marche de la pompe

Vérifiez que votre dispositif de perfusion est entièrement rempli d'insuline et qu'il ne présente pas de bulles d'air. Connectez le dispositif de perfusion à votre corps en suivant les instructions fournies avec le dispositif de perfusion.


1




Dans l'écran **Pompe à l'arrêt**, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.


2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Mettre pompe en marche**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **MARCHE** s'affiche et la pompe commence à administrer l'insuline.



Interruptions de longue durée

Si vous devez interrompre le traitement par pompe pendant plus d'une journée, effectuez les opérations suivantes.

1



Mettez la pompe en mode STOP. Voir chapitre 3.2, page 39.

Déconnectez le dispositif de perfusion de votre corps.

2



Tenez la pompe à insuline en position verticale. Retirez l'adaptateur, la cartouche et la pile de la pompe. Voir chapitre 2, page 19.

Assurez-vous de stocker la pompe de manière appropriée. Voir chapitre 9.6, page 97.

3.3 Contact de la pompe à insuline avec l'eau

La pompe est étanche conformément à la norme IPX8. Cependant, comme l'adaptateur du dispositif de perfusion n'est pas étanche, de l'eau peut pénétrer dans le compartiment de la cartouche. En cas de pénétration d'eau dans la pompe, suivez les instructions figurant dans le présent chapitre.

Si la pompe est tombée, il se peut qu'elle ne soit plus étanche en raison de microfissures. Par conséquent, il est vivement recommandé de ne plus la porter lorsque vous nagez ou lorsque vous prenez un bain ou une douche. Voir chapitre 9.4, page 96.

Si de l'eau a pénétré dans le compartiment de la cartouche ou de la pile

Il se peut que de l'eau pénètre dans le compartiment de la cartouche via l'adaptateur si la pompe tombe dans l'eau. Si de l'eau a pénétré dans le compartiment de la cartouche ou de la pile, mettez la pompe en mode STOP et retirez-la. Utilisez un chiffon doux pour sécher l'extérieur de la pompe, retournez la pompe pour laisser s'évacuer l'eau et laissez-la sécher. N'utilisez pas d'air chaud pour sécher la pompe, comme l'air provenant d'un sèche-cheveux ou d'un micro-onde. Vous

risqueriez d'endommager le boîtier extérieur de la pompe. Vérifiez que les compartiments de la cartouche et de la pile sont complètement secs avant de réinsérer la cartouche ou la pile. Veillez à utiliser un nouveau couvercle de pile.

Contact avec d'autres liquides

Il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant la transpiration ou la salive. Par contre, vous devez immédiatement vérifier la pompe en cas de contact avec d'autres liquides ou produits chimiques tels que :

- Les liquides de nettoyage
- Les boissons
- L'huile ou les graisses

Évitez tout contact de la pompe ou du dispositif de perfusion avec des produits de santé et de beauté (par exemple des antiseptiques, crèmes antibiotiques, savons, parfums, déodorants, lotions pour le corps ou autres cosmétiques). De telles substances risquent de provoquer une décoloration de la pompe ou d'embuer l'écran.

3.4 Écrans Quick info (informations rapides)

Les écrans d'informations rapides Quick info permettent d'accéder rapidement à des informations importantes sur l'état de la pompe et les événements de traitement récents.

Ces écrans contiennent des informations sur :

3 UTILISATION DE LA POMPE À INSULINE AU QUOTIDIEN

- La quantité d'insuline actuellement contenue dans la cartouche et le niveau de charge de la pile
- Le dernier bolus
- La dose totale d'insuline par jour
- Le dernier événement lié à la sécurité (erreur, message d'entretien ou d'avertissement)
- L'heure et la date actuelles

1



Dans l'écran État, appuyez sur la touche ▼.

L'écran **Cartouche et pile** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir en arrière.

L'écran **Dernier bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▼.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir en arrière.

L'écran **Dose totale par jour** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▼.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir en arrière.

L'écran **Dernier message** s'affiche.

5




Appuyez sur la touche ▼.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir en arrière.

L'écran **Heure et date** s'affiche.

6



Appuyez sur la touche ▼ pour revenir à l'écran État.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir en arrière.

4 Administration des bolus

4.1 Bolus standard

Le bolus standard administre en une seule fois toute la dose d'insuline programmée. Ce bolus peut s'avérer utile pour les aliments qui se digèrent rapidement comme les gâteaux ou le pain. Le bolus standard constitue également le meilleur choix pour corriger des niveaux de glycémie élevés. Si nécessaire, vous pouvez régler la vitesse d'administration des bolus. Voir chapitre 8.4.2, page 85.


1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.


2




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bolus**.

Le menu **Bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bolus standard**.

L'écran **Bolus standard** s'affiche avec la dose du bolus rapide mise en surbrillance.



4




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la dose du bolus rapide.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran **Bolus à administrer** s'affiche pendant 5 secondes.




Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur la touche  pour reprogrammer une nouvelle quantité de bolus.

La pompe affiche de nouveau l'écran État indiquant une barre de progression pour la quantité de bolus restante.



Remarque

Vous pouvez annuler le bolus lors de son administration en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes.

4.2 Bolus direct

Comme le bolus standard, le bolus direct administre en une seule fois toute la dose d'insuline programmée. Cependant, il est nécessaire d'accéder au [Menu principal](#) pour définir un bolus direct. Ce type de bolus permet d'administrer discrètement un bolus lorsque la pompe est cachée sous vos vêtements.

Ce bolus est adapté pour les repas contenant principalement des glucides à digestion rapide, ainsi que pour corriger des niveaux de glycémie élevés.

La fonction de bolus direct est désactivée par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de bolus direct au moyen du logiciel de configuration Accu-Chek 360° ou dans les [Réglages personnels](#) de votre pompe. Voir chapitre 8.4.2, page 85. Cependant, la quantité de bolus peut uniquement être programmée par incréments distincts. Le réglage par défaut pour cet incrément est

de 0,5 unité. Vous pouvez donc régler la quantité de bolus sur 0,5 ; 1,0 ; 1,5 unités, etc. Le cas échéant, vous pouvez modifier l'incrément dans les [Réglages personnels](#) de votre pompe et le définir sur 0,1 ; 0,2 ; 1,0 ou 2,0 unités.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de connaître et d'utiliser l'incrément de bolus approprié. Si vous utilisez un incrément de bolus inapproprié, la mauvaise dose d'insuline sera administrée.

Si nécessaire, vous pouvez régler la vitesse d'administration des bolus. Voir chapitre 8.4.2, page 85.


Programmation d'un bolus direct

1




En mode MARCHE, appuyez sur l'une des touches  et relâchez-la. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes **immédiatement** après jusqu'à l'émission d'un signal sonore et la vibration sensible de la pompe.

L'écran **Bolus direct** s'affiche avec la quantité de bolus mise en surbrillance.




2





Appuyez une fois sur l'**autre touche**  pour chaque incrément jusqu'à atteindre la quantité de bolus requise.

À chaque appui, la pompe émet simultanément un signal sonore et une vibration pour chaque nouvel incrément de bolus programmé.

Si nécessaire, appuyez sur la touche  que vous avez activée à l'étape 1 pour réinitialiser la quantité de bolus et la remettre à 0.

3




Pour confirmer la quantité de bolus, appuyez sur la même touche  et maintenez-la enfoncée pendant au moins

3 secondes. Votre pompe émet un signal sonore et vibre à deux reprises.

Votre pompe confirme la quantité de bolus en émettant un signal sonore et une vibration pour chaque incrément de bolus programmé.



Remarque

Vous pouvez annuler un bolus direct pendant l'affichage de l'écran de confirmation ou au cours de l'administration en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes.

La pompe affiche l'écran **Bolus à administrer** pendant 5 secondes.




La pompe affiche de nouveau l'écran État indiquant une barre de progression pour la quantité de bolus restante.



4.3 Annulation d'un bolus


4.3.1 Annulation d'un bolus lors de la programmation

Bolus standard, carré et mixte

Lors de la programmation du bolus, appuyez sur la touche  pour revenir en arrière et programmer une nouvelle valeur.




Bolus direct

Vous pouvez annuler un bolus direct pendant l'affichage de l'écran de confirmation ou au cours de l'administration en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes.

L'administration du bolus est complètement interrompue et la pompe affiche **Avertissement W38 : Bolus annulé.**

4.3.2 Annulation d'un bolus au cours de l'administration

Lors de l'administration d'un bolus standard, d'un bolus direct ou de la quantité immédiate d'un bolus mixte, appuyez sur la


touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour annuler le bolus.

L'administration du bolus est complètement interrompue et la pompe affiche **Avertissement W38 : Bolus annulé.**

4.3.3 Annulation d'un bolus à l'aide du menu Annuler bolus

1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.


2





Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bolus**.

Le menu **Bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Annuler bolus**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Annuler bolus** s'affiche.



4




Si plusieurs bolus sont en cours d'exécution, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au bolus que vous souhaitez annuler.


Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La pompe affiche l'avertissement **W38**.

5



Appuyez sur la touche  pour couper le son de l'avertissement.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer.

4.4 Bolus carré

Un bolus carré administre la dose d'insuline programmée pendant une période de temps déterminée. Ce type de bolus peut s'avérer utile pour les plats à digestion lente, par exemple les aliments contenant des

glucides complexes ou les aliments à teneur élevée en graisses.

La durée de l'administration du bolus peut être programmée par intervalles de 15 minutes jusqu'à 24 heures et commence immédiatement après la confirmation du bolus. Tout au long de l'administration du bolus, la pompe affiche sur l'écran **MARCHE** la durée et la quantité restantes du bolus carré.

Vous pouvez ajouter un bolus standard ou un bolus direct à un bolus mixte en cours, ainsi qu'un bolus carré ou un bolus mixte supplémentaire.


Exemple

Mickaël a prévu de manger une pizza. Il sait qu'elle contient peu de glucides à action rapide et beaucoup de graisses et de glucides à digestion lente. Par conséquent, il programme un bolus carré pour sa pizza.

Programmation d'un bolus carré


1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.


2





Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bolus**.

Le menu **Bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Bolus carré**.



Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


L'écran **Bolus carré** s'affiche avec la dose du bolus prolongé mise en surbrillance.



4



Appuyez sur la touche  ou  pour régler la dose du bolus prolongé.



Appuyez sur la touche .


La durée du bolus est en surbrillance. La durée du dernier bolus carré est fournie par défaut.




5



Appuyez sur la touche  ou  pour définir la durée.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La pompe affiche de nouveau l'écran État indiquant une barre de progression pour la quantité et la durée restantes du bolus, ainsi que le débit de base horaire.



Remarque

Utilisez le menu **Annuler bolus** pour annuler un bolus carré. Voir chapitre 4.3.1, page 46.

4.5 Bolus mixte

Le bolus mixte combine un bolus standard et un bolus carré. Une partie de la quantité du bolus est administrée immédiatement et l'autre partie est administrée sur une période temps déterminée.

Ce bolus peut s'avérer utile en cas de repas comprenant à la fois des glucides à digestion rapide et des glucides à digestion lente ou en cas de repas comprenant plusieurs plats. Vous pouvez également utiliser ce bolus lorsque vous prévoyez de consommer des glucides digérés lentement, mais présentez un niveau de glycémie élevé avant le repas. Vous programmez donc la dose du bolus rapide pour corriger le niveau de glycémie et la dose du bolus prolongée pour gérer les glucides.

La durée de l'administration du bolus prolongée peut être programmée par intervalles de 15 minutes jusqu'à 24 heures et commence immédiatement après la confirmation du bolus. Tout au long de l'administration du bolus, la pompe affiche sur l'écran État la durée et la quantité restantes du bolus.

Vous pouvez ajouter un bolus standard ou un bolus direct à un bolus mixte en cours, ainsi qu'un bolus carré ou un bolus mixte supplémentaire.

Exemple

Mickaël est invité à dîner. L'entrée sera une quiche et le plat principal, un steak avec des pommes de terre. De plus, avant le repas, il présente un niveau de glycémie légèrement en dehors de son objectif glycémique. Il programme un bolus mixte de 15 unités au total : une dose immédiate de 5 unités pour l'entrée et pour corriger son niveau de glycémie élevé et 10 unités sur une période de 3 heures.

Programmation d'un bolus mixte

1





Dans l'écran État, appuyez sur la touche



Le **Menu** principal s'affiche.

2



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bolus**.

Le menu **Bolus** s'affiche.


3



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Bolus mixte**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


L'écran **Bolus mixte** s'affiche avec la dose du bolus rapide mise en surbrillance.



4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la dose du bolus rapide.


Appuyez sur la touche .

Le champ indiquant la dose du bolus prolongé est mis en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la dose du bolus prolongé.

Appuyez sur la touche .

La durée du bolus prolongé est en surbrillance. La durée du dernier bolus mixte est fournie par défaut.



6




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir la durée.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran affichant le bolus à administrer apparaît.




Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur la touche  pour reprogrammer le bolus.

La pompe affiche l'écran État sur lequel sont indiqués les unités et une barre de progression de la quantité et de la durée restantes du bolus prolongé, ainsi que le débit de base horaire.



Remarque

Pour annuler un bolus mixte, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes au cours de l'administration de la dose du bolus rapide ou utilisez le menu **Annuler bolus** au cours de l'administration de la dose du bolus prolongée. Voir chapitre 4.3.1, page 46.

5 Options de profils de débit de base

Ce chapitre vous permet d'apprendre à régler le débit de base d'insuline en fonction de différentes situations de la vie quotidienne :

- Les débits de base temporaires vous aident à ajuster votre débit de base en cas de changements à court terme de vos besoins en insuline de base, par exemple en cas de maladie ou d'activité sportive.
- Vous pouvez également programmer différents profils de débit de base adaptés à vos besoins en insuline selon le type de journée (journée de travail ou non).
- Une fois programmés, les différents profils de débit de base peuvent être activés simplement et rapidement, selon vos besoins.

5.1 Débit de base temporaire (DBT)

À l'aide du débit de base temporaire (DBT), vous pouvez augmenter ou diminuer le pourcentage de votre profil de débit de base actuel pour une période donnée. Cela vous permet d'ajuster votre dose d'insuline de base lorsque votre besoin en insuline est temporairement modifié. Par exemple, lorsque vous pratiquez des activités physiques, il se peut que votre besoin en insuline diminue, tandis qu'en cas de maladie, il est possible que ce besoin augmente. Pour toute question concernant les débits de base temporaires, consultez

votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi.

Votre profil de débit de base actuel est de 100 %. En modifiant le débit de base avec un DBT, le tracé de votre profil ne change pas. Chaque débit de base horaire est soit augmenté, soit diminué suivant le pourcentage programmé. Vous ne pouvez activer qu'1 DBT à la fois. Celui-ci doit être compris entre 0 et 250 % avec des intervalles de 15 minutes pendant un maximum de 24 heures.

Exemple


Mickaël a l'intention de jouer au tennis pendant 1 heure. Il sait que son corps a besoin de 40 % d'insuline de moins durant ce genre d'activité ainsi que durant les 2 heures de repos suivant cette activité. Il programme un DBT de 60 % pour les 3 prochaines heures.


Remarque

Le réglage d'un DBT n'affecte pas les bolus déjà réglés.

Programmation d'un DBT

1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .


Le **Menu** principal s'affiche.

5 OPTIONS DE PROFILS DE DÉBIT DE BASE

2





Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Débit base**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Débit base** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Débit de base temporaire**.

Le menu **Débit de base temporaire** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **DBT standard**.

L'écran **DBT standard** s'affiche avec le pourcentage de DBT en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir le pourcentage de DBT.


Appuyez sur la touche .

La durée du DBT est en surbrillance.

6



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir la durée.

Appuyez sur la touche .


L'écran État s'affiche, indiquant le pourcentage et la durée restante du DBT, ainsi que le débit de base horaire modifié.



Une fois que la durée du DBT s'est écoulée, votre pompe émet le **Rappel R7 : Fin du DBT**

Annulation d'un DBT

1



Dans l'écran État, appuyez sur la touche




Le Menu principal s'affiche.

2





Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Débit base**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Débit base** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Débit de base tempore...**

Le menu **Débit de base tempore** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Annuler DBT**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Annuler DBT** s'affiche.

5




Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La pompe affiche l'avertissement **W36 : DBT annulé** pour confirmer l'annulation.

6



Appuyez deux fois sur la touche  pour couper le son et confirmer l'avertissement.

5.2 Profils de débit de base supplémentaires

En plus de votre profil de débit de base initial, vous pouvez définir d'autres profils de débit de base pour différents types de journées.

5 OPTIONS DE PROFILS DE DÉBIT DE BASE

Jusqu'à 5 profils de débit de base différents peuvent être programmés. Consultez votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs profils de débit de base.

Exemple

Mickaël est ouvrier en bâtiment. Du lundi au vendredi, il commence à travailler tôt le matin jusqu'à la fin de la journée. Le week-end, il aime faire la grasse matinée et passer des heures à lire. Après avoir parlé avec son professionnel de santé de ses horaires variables, Mickaël a programmé un profil de débit de base 1 pour les jours de semaine et un profil de débit de base 2 fournissant plus d'insuline de base pour le week-end.

Programmation du profil de débit de base 2 (3, 4, ou 5)

1





Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2





Appuyez sur la touche  pour accéder à **Débit base**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Débit base** s'affiche.

3





Appuyez sur la touche  pour accéder à **Programm. profil débit de base**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Programm. profil débit de base** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder au **Profil 2** (3, 4 ou 5).


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Profil 2** (3, 4 ou 5) s'affiche. La **Fin** de la première plage horaire est en surbrillance.

5

| Profil 2 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 00:00 | 01:00 | 0.00 |
| 01:00 | 02:00 | 0.00 |

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


Appuyez sur la touche .

Le débit de base horaire de la première plage horaire est mis en surbrillance.

6

| Profil 2 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 00:00 | 05:00 | 0.00 |
| 05:00 | 06:00 | 0.00 |

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir le débit de base horaire.

Appuyez sur la touche .


L'heure de Fin de la deuxième plage horaire est en surbrillance.

| Profil 2 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 00:00 | 05:00 | 1.30 |
| 05:00 | 06:00 | 0.00 |

7

| Profil 2 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 19:00 | 21:30 | 2.60 |
| 21:30 | 24:00 | 1.30 |

Poursuivez la programmation des heures de Fin et des débits de base horaires pour toutes les plages horaires. Après avoir programmé un débit de base horaire pour


la totalité des 24 heures, appuyez sur la touche .

L'écran Dose totale du débit de base pour le Profil 2 (3, 4, ou 5) est affiché.

8

| Profil 2 | |
|------------------------------|-----------|
| Dose totale du débit de base | |
| 34,0 U | |
| Retourner | Confirmer |

Vérifiez que la dose totale quotidienne correspond aux exigences de votre traitement.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'écran État apparaît.

| | |
|-------------------|-----------|
| 09:29 | 14 Nov 16 |
| 1.20 U/h Profil 1 | |

Remarque

Vous pouvez à présent activer ce profil de débit de base à l'aide du menu **Activer profil débit de base**.

5.3 Activation d'un profil de débit de base

Exemple

Mickaël a l'intention de bien se reposer pendant le week-end : grasses matinées et longues heures de détente sont au programme. Vendredi soir, en rentrant de son travail, il passe du profil de débit de base 1, destiné aux jours de travail, au


5 OPTIONS DE PROFILS DE DÉBIT DE BASE

profil de débit de base 2, destiné au weekend.

Activation du profil de débit de base 2 (1, 3, 4, 5)


1





Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le Menu principal s'affiche.

2





Appuyez sur la touche  pour accéder à **Débit base**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Débit base** s'affiche.

3





Appuyez sur la touche  pour accéder à **Activer profil débit de base**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Activer profil débit de base** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche  ou  pour accéder au **Profil 2** (1, 3, 4, ou 5).

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


L'écran récapitulatif **Profil 2** (1, 3, 4, ou 5) s'affiche.

5



| Profil 2 | | |
|----------|-------|------|
| Début | Fin | U/h |
| 00:00 | 05:00 | 1.30 |
| 05:00 | 06:00 | 1.80 |

Assurez-vous que vous avez sélectionné le profil correct.

Appuyez sur la touche .

L'écran État apparaît. Le nouveau profil de débit de base est immédiatement actif.



6 Consultation de vos données

Votre pompe à insuline enregistre jusqu'à 9 000 événements de la pompe (messages d'entretien, avertissements et erreurs, opérations programmées et administrations d'insuline effectuées). Les données mémorisées correspondent aux 6 derniers mois d'utilisation environ ; elles peuvent être consultées sur PC à l'aide des logiciels Accu-Chek appropriés.

Les données ci-dessous peuvent être consultées directement sur la pompe à insuline :

| | |
|--|--|
| Historique des événements | 90 derniers messages d'entretien avertissements et erreurs. |
| Données de bolus | 90 derniers bolus. |
| Données de débit de base temporaire | 90 dernières augmentations et diminutions du débit de base. |
| Quantités journalières d'insuline | 90 dernières quantités quotidiennes d'insuline. |
| Compteur de la pompe | Temps restant en jours avant expiration du compteur de la garantie de Roche. |

Compteur de la pompe (pompes prêtées)

Temps restant en jours avant expiration du compteur de la pompe.


Version

Version du logiciel de votre pompe.

Consultation de vos données


1





Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2






Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Données de la pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


Le menu **Données de la pompe** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche  ou  pour accéder aux écrans **Historique des**

événements, Données bolus, Données DBT, Quantités quotidiennes, Compteur de la pompe ou Version, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.



L'écran de données correspondant s'affiche en présentant les données les plus récentes.

4



Appuyez sur la touche ▼ pour consulter des données plus anciennes.

Appuyez sur la touche ▲ pour revenir à des résultats plus récents.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran du menu Pompe ou appuyez deux fois sur la touche  pour revenir à l'écran État.

6.1 Historique des événements


L'écran de Historique des événements vous permet de consulter les 90 derniers messages d'entretien, avertissements et erreurs, du plus récent au plus ancien.

Chaque écran Historique des événements affiche les informations suivantes :

- Numéro et type de message d'entretien, d'avertissement ou d'erreur (par exemple, [Avertissement W32](#))
- Texte du message d'entretien, d'avertissement ou d'erreur (par exemple : [Pile presque vide](#))

- Heure
- Date

Écran Historique des événements




6.2 Données de bolus

L'écran Données bolus vous permet de consulter les 90 dernières administrations de bolus, de la plus récente à la plus ancienne.

Chaque écran Données bolus affiche les informations suivantes :

- Dose du bolus rapide (bolus direct, standard ou mixte uniquement)
- Dose du bolus prolongé (bolus carré ou bolus mixte uniquement)
- Durée du bolus (bolus carré ou mixte)
- Heure de fin
- Date de fin

Écran Données bolus



6.3 Données DBT

L'écran Données DBT vous permet de consulter les 90 derniers débits de base temporaires (DBT), du plus récent au plus ancien.

Chaque écran Données DBT affiche les informations suivantes :

- DBT en pourcentage
- Durée du DBT
- Heure de fin
- Date de fin

Écran Données DBT




6.4 Quantités quotidiennes

L'écran Quantités quotidiennes vous permet de consulter les 90 dernières quantités quotidiennes d'insuline administrées (de minuit à minuit et comprenant débit de base et bolus), de la plus récente à la plus ancienne.

Chaque écran affiche les informations suivantes :

- Quantité quotidienne d'insuline administrée comme bolus
- Quantité quotidienne d'insuline administrée comme débit de base
- Quantité quotidienne d'insuline administrée
- Date

Écran Quantités quotidiennes



6.5 Compteur de la pompe

L'écran **Compteur de la pompe** indique le temps restant avant l'expiration de la garantie de votre pompe.

Pour les pompes prêtées, le compteur de la pompe limite la durée de fonctionnement.

Lorsque vous commencez à utiliser la pompe, le compteur de la pompe lance le décompte des jours restants. Avant que le compteur de la pompe n'arrive à expiration, un message d'avertissement W39 :

Avertissem. fin prêt vous prévient que la durée de fonctionnement de la pompe arrive à terme, afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires à temps. Lorsque le compteur arrive à expiration, votre pompe affiche le message **Entretien M25 : Fin du prêt** et la pompe passe en mode STOP. Il n'est plus possible de passer en mode MARCHE.

6.6 Version

Pour votre information, vous pouvez vérifier la version logicielle utilisée sur votre pompe.

7 Modes adaptés à diverses situations quotidiennes

Les différents modes de votre pompe vous permettent d'ajuster les signaux et autres fonctions de votre pompe suivant les situations quotidiennes. Par défaut, votre pompe sera en mode **Normal**. Ce chapitre vous explique comment passer d'un mode à l'autre. Voir chapitre 8.3.1, page 75.

Consultez le chapitre relatif aux réglages pour savoir comment programmer un mode correspondant à vos préférences.

Il existe 4 différents types de signal :

| | |
|-------------------|---|
| Normal | Il s'agit du signal standard pour la plupart des situations quotidiennes. |
| Vibreur | La pompe vibre uniquement. |
| Silencieux | Vous pouvez utiliser ce signal lors d'une réunion, par exemple. |
| Fort | Utilisez ce signal dans les environnements bruyants. |

interruption du signal


Vous pouvez suspendre le signal lorsque vous dormez. (Les avertissements peuvent être suspendus jusqu'à votre heure habituelle de réveil.) Cette fonction est disponible avec les 4 types de signal.

Mode avion

Le mode avion ne modifie pas le signal, mais désactive la technologie sans fil *Bluetooth* de votre pompe. Ce mode doit être utilisé lorsque vous prenez l'avion, car les communications au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth* n'y sont pas autorisées.

Modification du type de signal


1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder aux **Modes**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Modes** s'affiche.

7 MODES ADAPTÉS À DIVERSES SITUATIONS QUOTIDIENNES

3






Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Type de signal**.

L'écran **Type de signal** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Normal**, **Vibreur**, **Silencieux** ou **Fort**, selon vos besoins.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


La pompe revient à l'écran État et le nouveau mode est immédiatement actif.

Pour savoir comment ajuster les types de signal suivant vos besoins, consultez le chapitre dédié aux réglages. Voir chapitre 8.3.1, page 75.

Activation ou désactivation du mode avion

1




Dans l'écran État, appuyez sur la touche .

Le **Menu** principal s'affiche.

2




Appuyez sur la touche  pour accéder aux **Modes**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Modes** s'affiche.

3





Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Mode avion**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Mode avion** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Activé** ou **Désactivé**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

La pompe revient à l'écran État. Le mode avion est immédiatement actif et la

communication au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth* est désactivée. Dans l'écran État, l'icône d'avion apparaît.

7 MODES ADAPTÉS À DIVERSES SITUATIONS QUOTIDIENNES



8 Personnalisation de la pompe

Une grande variété d'options est disponible pour régler la pompe selon les exigences de votre traitement personnel et vos préférences.

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

| | |
|--|---|
| Rappels | Vous rappellent les tâches à exécuter pour la gestion de votre diabète. |
| Communication | Les réglages de communication vous permettent de gérer la communication entre la pompe et d'autres dispositifs. |
| Réglages des paramètres de la pompe | De nombreuses options sont disponibles pour régler la pompe selon vos préférences et vos besoins quotidiens. |
| Réglage des paramètres personnels | Permet de régler la pompe selon les exigences de votre traitement personnel. |
| Heure et date | Permet de garantir que votre insuline est administrée à la bonne heure. |

Accès au menu Réglages

1



Dans l'écran État, appuyez sur la touche



Le **Menu** principal s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Réglages**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Rappels**, **Communication**, **Réglages pompe**, **Réglages personnels** ou **Heure et date**, selon vos besoins.

8.1 Utilisation des rappels

Pour vous aider à vous souvenir de toutes les tâches liées à la gestion de votre

diabète, la pompe offre une grande variété de rappels.

Vous pouvez définir chaque rappel sur **Désactivé**, **Une seule fois** ou **Chaque jour**. Lorsque le rappel est défini sur **Une seule fois**, il est émis uniquement le jour déterminé. Lorsque le rappel est défini sur **Chaque jour**, il est émis chaque jour à la même heure.


Vous pouvez utiliser les options suivantes :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Administrer bolus | Vous rappelle d'administrer le bolus à une heure déterminée. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 rappels d'administration de bolus. |
| Bolus oublié | Ce rappel est émis si aucun bolus n'a été administré dans les 2 heures précédant l'heure programmée. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 rappels d'oubli de bolus. |
| Réveil | Sonne à une heure déterminée. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 réveils. |
| Remplacer dispositif perfusion | Vous rappelle de remplacer le dispositif de perfusion après un nombre de jours déterminé. |

Réglage d'un rappel Administrer bolus, Bolus oublié ou d'un réveil

1






Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Rappels**.

Le menu **Rappels** s'affiche.

2





Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Administrer bolus**, **Bolus oublié** ou **Réveil**, selon vos besoins.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Administrer bolus**, **Bolus oublié** ou **Réveil** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder au **Profil 1** (2, 3, 4, ou 5).


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Rappel 1** (2, 3, 4, ou 5) s'affiche avec les heures mises en surbrillance.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


Appuyez sur la touche .

Les minutes sont mises en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.

Appuyez sur la touche .

L'écran **Tonalité Rappel 1** (2, 3, 4, ou 5) s'affiche.

6



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Tonalité 1** à 10 selon vos besoins.


Appuyez sur la touche .

L'écran **État Rappel 1** (2, 3, 4, ou 5) s'affiche.

7




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Désactivé**, **Une seule fois** ou **Chaque jour**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


Remarque



Lorsque le rappel se déclenche, appuyez deux fois sur la touche  pour couper le son et confirmer. Si le verrouillage des touches est activé, vous devez déverrouiller les touches avant de pouvoir confirmer le rappel. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

Réglage du rappel Remplacer dispositif perfusion

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Rappels**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


8 PERSONNALISATION DE LA POMPE

Le menu **Rappels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Remplacer dispositif perf.**


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Remplacer dispositif perf.** s'affiche avec les jours mis en surbrillance.

3




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le nombre de jours après lequel le rappel doit se déclencher.


Appuyez sur la touche .

Les heures sont mises en surbrillance.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


Appuyez sur la touche .

Les minutes sont mises en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.


Appuyez sur la touche .

L'écran **Remplacer dispositif perf. Tonalité** s'affiche.

6




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Tonalité 1 à 10** selon vos besoins.

Appuyez sur la touche .

L'écran **Remplacer dispositif perf.** s'affiche.

7



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Désactivé**, **Une seule fois** ou **Chaque jour**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

8.2 Communication avec d'autres dispositifs

Grâce à la technologie sans fil *Bluetooth*, la pompe peut échanger des données et des commandes avec d'autres dispositifs Accu-Chek tels qu'un lecteur de glycémie ou un PC utilisant le logiciel Accu-Chek.

Pour que la pompe puisse communiquer avec un autre dispositif, il est nécessaire d'établir une liaison entre les deux. Cela signifie que les dispositifs doivent être capables de se reconnaître à l'aide d'un code individuel. Une fois la pompe liée à un autre dispositif, la pompe et le dispositif peuvent échanger des données l'un avec l'autre au moyen d'une connexion stable et sûre via la technologie sans fil *Bluetooth*.

Vous pouvez lier la pompe à 5 autres dispositifs maximum. Pour établir une liaison avec un autre dispositif lorsque 5 dispositifs sont déjà reliés à la pompe, vous devez d'abord supprimer la liaison établie entre la pompe et l'un d'entre eux.

Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment :

- Activer et désactiver la technologie sans fil *Bluetooth*
- Garantir la visibilité de la pompe auprès des autres dispositifs
- Afficher la liste des dispositifs liés ([Liste des dispositifs liés](#))
- Établir une liaison entre la pompe et un autre dispositif ([Ajouter un dispositif](#))
- Supprimer un dispositif de la liste des dispositifs liés ([Retirer un dispositif](#))

Remarque

Vous pouvez contrôler votre pompe à partir d'un autre dispositif Accu-Chek au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth* uniquement si l'écran de la pompe est désactivé. Lorsque vous déverrouillez les touches de votre pompe alors que la technologie sans fil *Bluetooth* est activée, il vous sera demandé si vous souhaitez interrompre la communication au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth*.



Sélectionnez **oui** pour pouvoir de nouveau faire fonctionner la pompe à insuline à partir de l'écran. Sélectionnez **non** pour poursuivre l'utilisation de la pompe au moyen d'un autre dispositif Accu-Chek.

8.2.1 Activation et désactivation de la technologie sans fil *Bluetooth*

Il existe 2 manières d'activer et de désactiver la communication au moyen de la technologie sans fil *Bluetooth* :

- Vous pouvez utiliser le **Mode avion**. Lorsque le **Mode avion** est activé, la technologie sans fil *Bluetooth* est désactivée.
- Vous pouvez activer ou désactiver la technologie sans fil *Bluetooth* dans le menu **Communication**.

Lorsque la technologie sans fil *Bluetooth* est désactivée, l'icône de l'avion apparaît à l'écran État.


Remarque

Maintenir la technologie sans fil *Bluetooth* désactivée permet d'augmenter la durée de vie de la pile.

1





Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Communication**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Communication** s'affiche.


2




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bluetooth**.

L'écran **Bluetooth** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Désactivé** ou **Activé**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

8.2.2 Garantir la visibilité de la pompe auprès des autres dispositifs

Pour que la pompe puisse communiquer avec d'autres dispositifs, il est nécessaire d'assurer sa visibilité auprès de ceux-ci. La pompe va donc émettre un signal que les autres dispositifs peuvent détecter pour la remarquer.


Pour obtenir plus d'explications et de consignes, consultez également les documents relatifs au dispositif avec lequel la pompe est censée communiquer.

Veillez à ce que la technologie sans fil *Bluetooth* soit activée avant d'activer la visibilité.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Communication**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Communication** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche  pour accéder à **Visibilité**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Visibilité** s'affiche.


3



Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'autre dispositif affiche le numéro de série de la pompe.

4




Poursuivez conformément aux consignes de l'autre dispositif.


8.2.3 Affichage de la liste des dispositifs liés

Cette liste contient tous les dispositifs actuellement liés à la pompe. Vous pouvez lier la pompe à 5 autres dispositifs maximum.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Communication**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Communication** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Liste des dispositifs liés**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Liste des dispositifs liés** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▼ pour afficher la liste complète.

Appuyez sur la touche [Power] pour revenir à l'écran État.

8.2.4 Liaison de la pompe avec d'autres dispositifs

Pour établir une liaison entre la pompe et un autre dispositif, vous devez également savoir comment activer la communication des données sur cet autre dispositif. Il est recommandé de disposer du mode d'emploi de l'autre dispositif au début de la procédure de liaison. Avant de commencer la procédure de liaison, vérifiez que la communication via la technologie sans fil *Bluetooth* est activée sur les deux dispositifs.

Placez les dispositifs aussi proches que possible l'un de l'autre. Il est recommandé de procéder à la liaison dans un environnement privé où aucun autre dispositif n'émet de signaux de la technologie sans fil *Bluetooth* ou radio. Vérifiez également que les piles sont chargées.

Lancez la fonction de liaison sur le dispositif que vous souhaitez lier avec la pompe, conformément à son mode d'emploi ou aux consignes du logiciel utilisé.

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Communication**.

Appuyez sur la touche [Power] pour la sélectionner.

Le menu **Communication** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Ajouter un dispositif**.

Appuyez sur la touche [Power] pour la sélectionner.

La pompe affiche l'écran **Confirmer numéro de série**.

3



Confirmez le numéro de série de la pompe sur l'autre dispositif dès qu'il s'affiche sur son écran.

Tandis que l'autre dispositif envoie une confirmation à la pompe, la pompe affiche l'écran **Ajouter un dispositif**.

4




Merci de patienter ...

Les deux dispositifs affichent alors un code.

5



Si les codes affichés sur les deux dispositifs sont identiques, appuyez sur la touche  pour confirmer.

La pompe affiche l'écran **Ajouter dispositif** tout en continuant la procédure de liaison.

6




Merci de patienter ...

La pompe affiche l'écran **Liaison réussie**.

7



Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Pour que les dispositifs puissent commencer à communiquer, il est nécessaire d'éteindre l'écran de la pompe.

8



Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Remarque

Si pour une raison quelconque la liaison n'a pas réussi, la pompe affiche le message **Échec connexion**.



Réessayez, de préférence dans un endroit moins fréquenté.

Assurez-vous que le dispositif que vous souhaitez lier ne l'a pas déjà été avant de démarrer la liaison. Si tel est le cas, vous devez commencer par retirer le dispositif de la liste de dispositifs liés. Voir chapitre 8.2.5, page 73.


8.2.5 Suppression d'un dispositif de la liste

Lorsque vous supprimez un dispositif de la liste, la liaison entre la pompe et ce dispositif est supprimée. La pompe ne pourra plus communiquer avec ce dispositif à l'aide de la technologie sans fil *Bluetooth*.


Pour que la pompe puisse communiquer avec ce dispositif, vous devez recommencer

la procédure de liaison de la pompe avec le dispositif, telle que décrite au début du chapitre. Voir chapitre 8.2.4, page 72.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Communication**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Communication** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Retirer un dispositif**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Retirer un dispositif** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au dispositif que vous souhaitez supprimer de la liste.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

8.3 Réglages des paramètres de la pompe

Les réglages des paramètres de la pompe offrent une grande variété d'options pour régler la pompe selon vos préférences et vos besoins quotidiens.

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

| | |
|---------------------------------|---|
| Réglages mode | Vous pouvez personnaliser les réglages sur Normal , Silencieux , Vibreux et Fort . |
| Profil utilisateur | Sélectionnez Expressif ou Son grave . |
| Verrouillage des touches | En cas d'activation du verrouillage des touches, les touches de la face avant de votre pompe sont désactivées et ne peuvent plus être actionnées par inadvertance. Sélectionnez le délai relatif au verrouillage des touches. |
| Langue | Sélectionnez votre langue préférée. |
| Écran | Personnalisez l'affichage de l'écran. |

8.3.1 Personnalisation des réglages des divers modes

Pour tous les types de signal, vous pouvez régler le volume et choisir que la pompe émette un signal sonore, une vibration, ou les deux à la fois lors de l'apparition d'un événement (avertissement, rappel, erreur, message d'entretien).

Vous pouvez également suspendre les signaux sonores des avertissements pendant une période de temps déterminée.


Cependant, comme les signaux sonores d'erreurs et des messages d'entretiens requièrent votre attention immédiate, il n'est pas possible de les suspendre. De plus, le son des rappels programmés ne sera pas coupé.

Réglage du volume pour un mode

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.


2



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages mode**.

Le menu **Réglages mode** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Volume**.

L'écran **Volume** s'affiche.

5




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume requis.
Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Sélection d'un signal pour les rappels, avertissements, messages d'entretien et erreurs

1





Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.


2




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages mode**.

Le menu **Réglages mode** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **Signal**.

L'écran **Signal** s'affiche.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Sonore**, **Vibreur** ou **Sonore et vibreur**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Réglage de l'interruption de l'émission du signal

Vous pouvez interrompre les signaux sonores des avertissements pour tous les modes pendant une période de temps déterminée.


Cependant, comme les signaux sonores d'erreurs et des messages d'entretien requièrent votre attention immédiate, il n'est pas possible de les interrompre.

De plus, le son des rappels programmés ne sera pas coupé.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.


2




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages mode**.

Le menu **Réglages mode** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort**, selon vos besoins.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Normal**, **Silencieux**, **Vibreur** ou **Fort** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Interruption du signal**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Interruption du signal** s'affiche avec l'heure de début mise en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure de début.

Appuyez sur la touche .

L'heure de fin est mise en surbrillance.

6



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure de fin.

Appuyez sur la touche .

L'écran Interruption du signal s'affiche.

7



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Désactivé**, **Une seule fois** ou **Répéter**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

Lorsque l'option est définie sur **Une seule fois**, le signal ne sera suspendu qu'une seule fois. Lorsque l'option est définie sur **Répéter**, le signal sera suspendu chaque jour pendant la durée déterminée.

Lorsque la durée de suspension arrive à expiration, les avertissements qui ont été suspendus sont émis.

8.3.2 Sélection du profil utilisateur

Chaque profil utilisateur définit différents comportements et incréments pour la programmation de valeurs. Dans le profil utilisateur **Expressif**, les fonctions de

défilement de la pompe sont désactivées. Les valeurs peuvent donc uniquement être programmées par incréments distincts. De plus, des signaux sonores vous permettront de vérifier que vous avez bien programmé les valeurs. Il s'agit d'une option utile si vous avez des troubles visuels. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).


L'activation du profil utilisateur **Son grave** permet d'émettre tous les signaux sonores une octave plus bas. Il s'agit d'une option utile si vous avez des troubles auditifs.

Incréments :


| | |
|------------------|--|
| Standard | 0,05 incrément (0–2 U) |
| | 0,1 incrément (2–5 U) |
| | 0,2 incrément (5–10 U) |
| | 0,5 incrément (10–20 U) |
| | 1,0 incrément (20 U) |
| Expressif | 0,5 incrément |
| Son grave | Incréments identiques à ceux du profil Standard |

Sélection du profil utilisateur

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2





Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Profil utilisateur**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Profil utilisateur** s'affiche.




3





Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Standard**, **Expressif** ou **Son grave**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

8.3.3 Verrouillage des touches

La fonction de verrouillage des touches permet de verrouiller automatiquement les touches ,  et  de la face avant de la pompe lorsque vous ne les utilisez pas pendant une durée déterminée. Vous pouvez ainsi éviter toute utilisation accidentelle de la pompe.

Le verrouillage des touches est activé par défaut. **Le verrouillage des touches ne**




désactive pas les touches de bolus direct . Les touches de bolus direct  fonctionnent toujours, même en cas d'activation de la fonction de verrouillage des touches bloquant les touches de la face avant de la pompe.

Assurez-vous que ni les touches à l'avant de la pompe, ni les touches de bolus direct ne peuvent être activées par inadvertance, notamment lorsque vous portez la pompe sous vos vêtements ou dans votre poche. Vous pouvez transporter la pompe dans un étui protecteur.




Les parents, tuteurs et aides-soignants doivent demander aux enfants dont ils ont la charge de **ne pas** toucher aux touches de la pompe, afin d'éviter toute action involontaire.

Déverrouillage des touches

Afin de déverrouiller les touches de la face avant, appuyez sur les touches suivantes dans le sens indiqué en l'espace d'une seconde :

- 1 L'une des touches 
- 2 La touche 
- 3 La touche 

Ou :

- 1 L'une des touches 
- 2 La touche 
- 3 La touche 

AVERTISSEMENT

Un déverrouillage des touches ou l'activation de la fonction de bolus direct

par inadvertance risque de provoquer des actions involontaires. Cela pourrait entraîner une administration insuffisante ou excessive d'insuline. Ce risque implique de graves répercussions sur votre santé, notamment des problèmes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.

Réglage du verrouillage des touches

Ce paragraphe décrit comment régler l'intervalle de verrouillage automatique des touches. Le menu **Réglages pompe** permet de configurer une durée entre 4 et 60 secondes. Le délai de temporisation minimal de 4 secondes est recommandé pour les enfants.


Si la durée réglée est supérieure à 10 secondes, le risque d'activation accidentelle de la pompe est plus élevé.

Le compte à rebours de verrouillage commence dès que la pompe affiche de nouveau l'écran État.

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Verrouillage des touches**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Verrouillage des touches** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour passer de la valeur actuelle au nombre de secondes souhaité.


Appuyez sur la touche  pour confirmer.

8.3.4 Choix de la langue

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Langue**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Langue** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à la langue souhaitée.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

8.3.5 Réglage de l'écran


Vous pouvez modifier la luminosité, la couleur de fond et l'orientation de l'écran de la pompe selon vos préférences. Cela vous permet également de lire l'écran dans diverses conditions.

Réglage de la luminosité

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Ecran**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Ecran** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Luminosité**.

L'écran **Luminosité** s'affiche.

4




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la luminosité requise.
Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Modification de l'orientation


1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.
Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Ecran**.
Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Ecran** s'affiche.


3




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Orientation**.
Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Orientation** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Standard** ou **Pivoté**, selon vos besoins.
Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


Tant que l'écran de la pompe est défini sur **Pivoté**, les fonctions des touches ▲ et ▼ sont inversées.

Modification de la couleur de fond

1





Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages pompe**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages pompe** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Ecran**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Ecran** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Couleur du fond**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Couleur du fond** s'affiche.


4



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder à l'option **Sombre** ou **Clair**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran État s'affiche avec la couleur de fond modifiée.



8.4 Réglage des paramètres personnels

Le réglage des paramètres personnels permet de personnaliser la pompe conformément à vos besoins d'insuline.

AVERTISSEMENT

Il est important que vous utilisiez le réglage des paramètres personnels approprié. Dans le cas contraire, une quantité erronée d'insuline risque d'être administrée, entraînant une hypoglycémie ou une hyperglycémie potentielle.

L'équipe médicale chargée de votre suivi doit définir le réglage des paramètres personnels. Vous devez consulter leur avis avant de procéder à une modification quelconque.

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

Arrêt automatique

Réglez l'heure pour le message d'entretien M23 : Arrêt automatique.


| | |
|-------------------------------------|--|
| Réglages bolus | Activez ou désactivez la fonction de bolus direct. Réglez l'incrément relatif au bolus direct, la vitesse d'administration, la quantité de bolus maximale et le délai d'administration du bolus. |
| Réglages dispositif perf. | Réglez la quantité de remplissage pour la tubulure et la canule du dispositif de perfusion. |
| Niveau critique de cartouche | Réglez la quantité d'insuline pour le message d'avertissement W31 : <i>Cart. presque vide.</i> |

8.4.1 Réglage de la fonction d'arrêt automatique


La fonction **Arrêt automatique** est une fonction de sécurité destinée aux situations d'urgence. La pompe affiche **Entretien M23 : Arrêt automatique**. De plus, elle interrompt le flux d'insuline si vous n'activez aucune touche de la pompe ni ne communiquez avec la pompe via la technologie sans fil *Bluetooth* pendant le nombre d'heures sélectionné.

Par défaut, l'arrêt automatique est défini sur 0 h, ce qui signifie qu'il est désactivé.

1





Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.


2



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Arrêt automatique**.

L'écran **Arrêt automatique** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour passer de la valeur actuelle au nombre d'heures souhaité.

4




Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Réponse au message d'entretien M23 : Arrêt automatique

1




Lorsque le message d'entretien se déclenche, appuyez sur la touche  pour couper le son.

2



Désactivez le verrouillage des touches si les touches sont verrouillées. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer. Redémarrez ensuite l'administration d'insuline ou prenez d'autres mesures appropriées.

Remarque

Il est vivement recommandé de vérifier votre niveau de glycémie après l'affichage par la pompe d'un message d'entretien M23 : Arrêt automatique.

8.4.2 Définition des réglages de bolus

Les réglages de bolus vous permettent de personnaliser la pompe conformément à vos besoins d'insuline. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de bolus direct.


De plus, vous pouvez ajuster :



- L'incrément des bolus directs
- La vitesse d'administration des bolus
- La quantité de bolus maximale
- Le délai d'administration du bolus

AVERTISSEMENT

Il est important que vous utilisiez l'incrément approprié pour le bolus direct. Dans le cas contraire, cela risque d'entraîner une administration insuffisante ou excessive d'insuline. Ce risque implique de graves répercussions sur votre santé, notamment des problèmes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.

Activation de la fonction de bolus direct


La fonction de bolus direct est désactivée par défaut. Lors de l'activation de la fonction de bolus direct, vous pouvez administrer des bolus au moyen des touches de bolus direct  de votre pompe. Voir chapitre 4.2, page 44.

Veillez noter que le verrouillage des touches ne désactive pas les touches de bolus direct . Les touches de bolus direct  fonctionnent toujours, même en cas d'activation de la fonction de verrouillage des touches bloquant les touches de la face avant de la pompe.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages bolus**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Bolus direct**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Bolus direct** s'affiche.


4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Activé** ou **Désactivé**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


Réglage de l'incrément de bolus direct

L'incrément de bolus direct correspond au nombre d'unités d'insuline programmées à chaque fois que vous appuyez sur la touche  dans la fonction de bolus direct. Vous pouvez régler 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 ou 2,0 unités par pression sur la touche. Voir chapitre 4.2, page 44.

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages bolus**.

Appuyez sur la touche ◻ pour la sélectionner.

Le menu **Réglages bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Incrément bolus direct**.

Appuyez sur la touche ◻ pour le sélectionner.

L'écran **Incrément bolus direct** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'incrément souhaité.

Appuyez sur la touche ◻ pour confirmer.

Réglage de la vitesse d'administration

Pour un plus grand confort lors de l'administration d'insuline, vous pouvez régler la vitesse d'administration. La vitesse d'administration standard permet une

administration très rapide du bolus. La vitesse d'administration lente peut s'avérer plus pratique si vous avez besoin de quantités de bolus élevées et/ou ressentez une douleur ou percevez une fuite de l'insuline au niveau du site de perfusion lors de l'administration du bolus.

Vous pouvez régler la vitesse d'administration sur :

- Très lente (3 U/min)
- Lente (6 U/min)
- Moyenne (9 U/min)
- Standard (12 U/min)

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.

Appuyez sur la touche ◻ pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages bolus**.

Appuyez sur la touche ◻ pour la sélectionner.

Le menu **Réglages bolus** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Vitesse d'administration**.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

L'écran **Vitesse d'administration** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Très lente**, **Lente**, **Moyenne** ou **Standard**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

Réglage de la quantité de bolus maximale

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages bolus**.

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

Le menu **Réglages bolus** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Quantité bolus max.**

Appuyez sur la touche pour la sélectionner.

L'écran **Quantité bolus max.** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la quantité de bolus maximale selon vos besoins.

Appuyez sur la touche pour confirmer.

Réglage du délai d'administration du bolus


Si vous présentez une digestion retardée (gastroparésie), il peut s'avérer utile de

lancer l'administration du bolus après avoir commencé de manger. La fonction de réglage du délai d'administration du bolus permet de spécifier un délai entre la programmation du bolus et le début de l'administration du bolus. Discutez de l'utilisation de cette fonction avec l'équipe médicale chargée de votre suivi.

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages bolus**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages bolus** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglage délai admin. bolus**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglage délai admin. bolus** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Activé** ou **Désactivé**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.


Remarque

Comment régler le délai


Lorsque la fonction de réglage du délai d'administration du bolus est activée, vous pouvez programmer un délai à chaque programmation d'un nouveau bolus.

Après avoir programmé la quantité de bolus (bolus standard) ou la durée du

bolus prolongée (bolus carré ou bolus mixte), l'écran **Régler le délai** s'affiche :



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le délai.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La programmation du bolus continue ensuite comme à l'accoutumée.

L'administration du bolus commence lorsque le délai a expiré.

8.4.3 Réglage des paramètres du dispositif de perfusion


L'option **Réglages dispositif perf.** permet de régler la quantité de remplissage de la tubulure et de la canule du dispositif de perfusion.

Pour connaître la quantité de remplissage appropriée pour votre dispositif de perfusion, consultez son mode d'emploi.

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages dispositif perf.**

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Régler quantité tubulure** s'affiche.

3




Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la quantité de remplissage de la tubulure.

Appuyez sur la touche .

L'écran **Régler quantité canule** s'affiche.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la quantité de remplissage de la canule.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

8.4.4 Réglage du niveau d'avertissement de la cartouche

Lorsque la quantité d'insuline de la cartouche est presque épuisée, le système


affiche le message d'avertissement W31 : **Cart. presque vide** pour vous rappeler de changer prochainement la cartouche.

Vous pouvez spécifier le nombre d'unités d'insuline restantes dans la cartouche qui déclenchera l'avertissement.

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Réglages personnels**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

Le menu **Réglages personnels** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Avertissement niv. cartouche**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Avertissement niv. cartouche** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la quantité qui déclenchera l'avertissement selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

8.5 Réglage de l'heure et de la date

AVERTISSEMENT

Il est important de régler l'heure et la date correctes sur la pompe y compris les indications a.m. et p.m. pour le format 12 heures. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir la bonne quantité d'insuline au bon moment.

Réglage de l'heure

1





Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Heure et date**.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Heure et date** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Heure**.

L'écran **Heure** s'affiche avec le champ des heures mis en surbrillance.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


Appuyez sur la touche .

Le champ des minutes est mis en surbrillance.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.


Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Réglage de la date

1



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Heure et date**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Heure et date** s'affiche.

2



Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Date**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Date** s'affiche avec le champ de l'année mis en surbrillance.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année.


Appuyez sur la touche .

Le champ du mois est mis en surbrillance.

4



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le mois.

Appuyez sur la touche .

Le champ du jour est mis en surbrillance.

5



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le jour.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.


Réglage du format de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure au format 24 heures ou au format 12 heures (y compris les indications a.m. et p.m.).

1




Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Heure et date**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Heure et date** s'affiche.

2




Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Format heure**.


Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.

L'écran **Format heure** s'affiche.

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **24 h** ou **12 h**, selon vos besoins.

Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.



9 Entretien de la pompe

Il est essentiel que la pompe reste en bon état pour assurer une administration correcte d'insuline.

9.1 Généralités concernant la sécurité

AVERTISSEMENT

N'exposez pas la pompe à insuline aux rayons directs du soleil. N'exposez pas l'insuline ni la pompe à une chaleur excessive. Protégez la pompe à insuline de toute exposition à un vent froid et à des températures supérieures à 40 °C et inférieures à 5 °C. De telles conditions risquent d'altérer l'insuline et d'entraîner un mauvais fonctionnement de la pile. Pour connaître la plage de températures acceptable, reportez-vous à la notice de l'insuline que vous utilisez.

Remarque

Vérifiez la quantité d'insuline restant dans la cartouche au moins une fois par jour. Dans l'écran État, appuyez sur la touche ▼ pour afficher le contenu restant de la cartouche en unités. Avant de vous coucher, assurez-vous que :

- La pompe est en mode MARCHE.
- La cartouche contient suffisamment d'insuline pour la nuit entière
- Le niveau de charge de la pile est correct

- L'heure et la date sont exactes
- L'écran fonctionne correctement.

9.2 Inspection de la pompe

À intervalles réguliers, vérifiez l'écran de la pompe pendant la journée et avant d'aller vous coucher, surtout s'il arrive, pour une raison ou une autre, que vous ne puissiez pas entendre les signaux sonores ou sentir les vibrations de la pompe.

Accessoires

Choisissez exclusivement les produits stériles et les accessoires Accu-Chek Insight destinés à être utilisés avec la pompe. Vous trouverez une liste des produits et accessoires stériles dans l'annexe G : Liste des accessoires, page 138.

Remplacez-les et éliminez-les selon les recommandations de votre professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi et suivez les instructions fournies avec ces éléments.

9.3 Entretien de la pompe

9.3.1 Nettoyage de la pompe

Mettez votre pompe en mode STOP avant de procéder à son nettoyage. Déconnectez toujours le dispositif de perfusion de votre corps. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de la pompe. Veillez à ne pas appuyer sur les touches de la pompe durant le nettoyage, afin de ne pas faire revenir accidentellement votre pompe au mode

MARCHE. Au besoin, utilisez un chiffon en coton propre imbibé d'alcool (isopropylique à 70 % ou propylique à 50 %). N'utilisez pas de solvant, de détergent puissant, d'agent de blanchiment, de tampon à récurer ou d'instruments pointus pour le nettoyage car ils risqueraient d'endommager la pompe. Veillez à ne faire pénétrer aucun liquide dans la pompe.

9.3.2 Remplacement du couvercle de la pile

Remplacez le couvercle de la pile lorsqu'il vous paraît usé ou sale ou s'il n'a pas été remplacé depuis plus de 6 mois.

9.4 Détérioration de la pompe

AVERTISSEMENT

Assurez-vous à intervalles réguliers que la pompe ne présente aucun signe manifeste ni tangible de détérioration. Cela vaut en particulier si la pompe est tombée ou a été exposée à un stress mécanique particulier.

Une pompe qui est tombée risque d'être endommagée. Pensez à utiliser le système de port qui a été spécialement conçu pour la pompe et vous permettra d'éviter sa chute. Pour de plus amples informations, consultez les catalogues et les brochures des produits stériles et des accessoires Accu-Chek ou contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

Si vous avez laissé tomber votre pompe, vérifiez **tous** les composants suivants :

- 1 Dispositif de perfusion
- 2 Pompe et accessoires (voir « Annexe G : Liste des accessoires »)
- 3 Cartouche
- 4 Couvercle de pile
- 5 Auto-test

1. Dispositif de perfusion

À contrôler

Assurez-vous que tous les raccords avec le dispositif de perfusion restent bien connectés.

À faire si le résultat est négatif

Reconnectez les raccords non connectés et serrez les raccords desserrés.

2. Pompe, produits stériles et accessoires

À contrôler

Vérifiez la pompe, ses produits stériles et ses accessoires afin de vous assurer de l'absence d'éclats et de fissures.

À faire si le résultat est négatif

En cas de détérioration ou si vous soupçonnez une quelconque détérioration, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

3. Cartouche

À contrôler

Retirez la cartouche. Assurez-vous que la cartouche n'est pas endommagée (tels que des fissures, déformations, éraflures). Veuillez noter que la cartouche peut être défectueuse même en l'absence de dommages visibles (tels que des

microfissures). Assurez-vous de l'absence de fuite d'insuline à partir de la cartouche.

En cas de fuite d'insuline à partir de la cartouche, nettoyez le compartiment de la cartouche. Remplacez la cartouche et le dispositif tubulaire. Voir chapitre 2.5.

À faire si le résultat est négatif

Éliminez la cartouche si elle est endommagée.

4. Couvercle de pile

À contrôler

Retirez le couvercle de pile et la pile. Vérifiez le couvercle de pile afin de vous assurer de l'absence de fissures ou de pièces desserrées.

À faire si le résultat est négatif

Remplacez un couvercle de pile endommagé par un nouveau couvercle de pile.

À contrôler

Insérez la pile. Placez le couvercle de la pile au-dessus de la pile. Poussez entièrement le couvercle de la pile dans le compartiment de la pile jusqu'à entendre le déclic d'enclenchement.

À faire si le résultat est négatif

En cas d'impossibilité d'emboîter correctement le couvercle de pile, remplacez-le.

5. Auto-test

La pompe effectue un auto-test après avoir inséré la pile. Assurez-vous que l'auto-test se déroule sans erreur. Voir chapitre 2.3.

À faire si le résultat est négatif

Si l'auto-test ne se déroule pas comme décrit, remplacez la pile et, si disponible, remplacez le couvercle de pile.

En cas de persistance du problème, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

En l'absence d'une erreur lors de l'auto-test, sélectionnez [Changer cartouche](#) dans le menu [Cartouche et dispositif de perf.](#). Voir chapitre 2.5.

9.5 Réparation de la pompe

N'effectuez aucune opération d'entretien ni aucune réparation de la pompe vous-même. N'utilisez pas de lubrifiant sur le mécanisme de la pompe à insuline. Pour toute question, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).

9.6 Stockage de la pompe

AVERTISSEMENT

Si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, la pompe doit être rangée de manière appropriée, afin de prévenir tout dysfonctionnement ultérieur.

Pour stocker la pompe, mettez-la en mode STOP (voir chapitre 3.2, page 39), puis :

1

Retirez la pile.

2

Retirez la cartouche.

3

Insérez le couvercle de la pile.

4

Rangez la pompe dans son emballage d'origine.

Conditions de stockage

| | |
|-------------------------------|--|
| Température | entre +5 °C et +45 °C |
| Humidité de l'air | 20 à 85 % d'humidité relative |
| Pression atmosphérique | entre 70 kPa et 106 kPa (entre 700 et 1060 mbar) |

9.7 Mise au rebut

Pompe à insuline

Lors de son utilisation, la pompe à insuline est susceptible d'entrer en contact avec du sang et comporte donc un risque infectieux. La pompe à insuline ne tombe pas dans le champ d'application de la Directive Européenne 2012/19/UE (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)). Si vous devez mettre votre pompe à insuline au rebut, retournez-la à Roche (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation) en vue d'une élimination professionnelle.

Cartouche, dispositif de perfusion et accessoires

Pour savoir comment éliminer la cartouche, le dispositif de perfusion et les accessoires, consultez les instructions fournies avec le produit correspondant.

Pile

Assurez-vous d'éliminer de façon appropriée les piles usagées et de les recycler conformément aux réglementations en vigueur.

10 Procédures à suivre selon les messages affichés par la pompe

Pour vous aider à gérer votre diabète, votre pompe affiche divers messages et informations de sécurité. Veuillez accorder la plus grande attention à ces messages et suivre les procédures correspondantes.

Pour attirer votre attention sur un message, votre pompe émet des signaux sonores et des vibrations. Vous pouvez désactiver les signaux sonores ou les vibrations, mais vous ne pouvez pas désactiver les deux en même temps en ce qui concerne la première émission du signal d'alarme, ceci par mesure de sécurité.

Votre pompe peut fournir les messages suivants :

Rappels

Vous pouvez programmer divers rappels pour vous aider à vous souvenir des opérations nécessaires pour la surveillance de votre diabète. Lorsqu'un rappel est déclenché, l'administration d'insuline n'est pas interrompue.

Avertissements

La pompe émet des avertissements lorsque votre attention est requise. Par exemple, lorsque la cartouche est presque épuisée, l'**avertissement W31 : Cart. presque vide** s'affiche.

Lorsqu'un avertissement est déclenché, l'administration d'insuline n'est pas interrompue.

Messages d'entretien

Un message d'entretien est déclenché lorsque la pompe requiert une action immédiate de votre part afin d'assurer son bon fonctionnement. Par exemple, lorsque la cartouche est vide, le message d'**entretien M21 : Cartouche vide** s'affiche.

Suite à un message d'entretien, la pompe passe en mode STOP ou en PAUSE. Relancez l'administration d'insuline selon vos besoins.

Erreurs

Un message d'erreur indique que votre pompe ne fonctionne pas correctement à ce moment.

Suite à un erreur, la pompe passe en mode STOP. Ce chapitre vous explique également les procédures appropriées à suivre en cas d'erreur.

Selon la norme EN 60601-1-8:2006, tous les messages sont classés dans la catégorie de priorité faible.

Procédure à suivre dans le cas d'un rappel, d'un avertissement, d'un message d'entretien ou d'une erreur

1




Lorsque le message s'affiche, appuyez sur la touche  pour couper le son.

2



Désactivez le verrouillage des touches si les touches sont verrouillées. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer.




Suivez alors la procédure appropriée.

Si vous ne confirmez pas un message dans les 60 secondes suivant son émission, il sera répété. Même désactivés ou programmés à un volume inférieur au maximum, les signaux sonores sont émis à un volume croissant jusqu'au niveau maximum en l'absence de confirmation. Les signaux sonores et les vibrations se poursuivent à ce niveau tant qu'ils ne sont pas confirmés.

10.1 Liste des rappels

Le chapitre sur les réglages vous explique comment utiliser et programmer les rappels. Voir chapitre 8.1, page 65.

Si le verrouillage des touches est activé, vous devez déverrouiller les touches avant de pouvoir confirmer le rappel. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Rappel |
|--|--|--|
|  |  | Rappel (1 à 5) Administrer bolus : N'oubliez pas d'administrer le bolus nécessaire. |
|  |  | Rappel (1 à 5) Bolus oublié : Vérifiez que vous n'avez pas oublié d'administrer un bolus nécessaire. |
|  |  | Réveil (1 à 5) : Debout ! |
|  |  | Rappel Changer le dispositif de perfusion : Changez le dispositif de perfusion, le cas échéant. |
|  |  | Rappel Fin du DBT : La durée d'un débit de base temporaire programmé s'est écoulée. Programmez un nouveau DBT si nécessaire. |

10.2 Liste des avertissements

Si le verrouillage des touches est activé, vous devez déverrouiller les touches avant de pouvoir confirmer le rappel. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Avertissement |
|--|--|--|
|  |  | <p>W31 Cartouche presque vide : La cartouche de votre pompe est presque vide. Préparez une nouvelle cartouche.</p> |
|  |  | <p>W32 Pile presque vide : La pile de votre pompe est presque vide. Préparez une nouvelle pile.</p> |
|  |  | <p>W33 Heure/date non valides : Lorsque la pompe n'a pas été alimentée pendant plus d'une heure, il se peut que la date et l'heure ne soient plus correctes. Réglez la date et l'heure correctes. Voir chapitre 8.5, page 91.</p> |
|  |  | <p>W34 Fin de garantie : La période de garantie de votre pompe a expiré. Contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation) pour discuter des actions appropriées.</p> |

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Avertissement |
|--|--|--|
|  |  | <p>W36 DBT annulé : Un débit de base temporaire a été annulé. Assurez-vous qu'il s'agit d'une annulation volontaire. Programmez un nouveau DBT si nécessaire.</p> |
|  |  | <p>W38 Bolus annulé : Un bolus a été annulé. Assurez-vous qu'il s'agit d'une annulation volontaire. Programmez un nouveau bolus si nécessaire.</p> |
|  |  | <p>W39 Avertissement fin prêt (pompes prêtées uniquement) : La durée de prêt de la pompe expire bientôt. Contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation) pour discuter des actions appropriées.</p> |

10.3 Liste des messages d'entretien

Lorsqu'un message d'entretien s'affiche, votre pompe passe en mode STOP ou PAUSE. Elle passe automatiquement en mode STOP si l'administration d'insuline n'est pas redémarrée dans les 15 minutes qui suivent. Redémarrez l'administration d'insuline, le cas échéant.







Si le verrouillage des touches est activé, vous devez déverrouiller les touches avant de pouvoir confirmer le message d'entretien. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

10 PROCÉDURES À SUIVRE SELON LES MESSAGES AFFICHÉS PAR LA POMPE

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Message d'entretien |
|--|--|---|
|  |  | <p>M20 Cartouche non insérée : Insérez une cartouche.</p> |
|  |  | <p>M21 Cartouche vide : Il ne reste plus d'insuline dans la cartouche. Insérez une nouvelle cartouche.</p> |
|  |  | <p>M22 Pile vide : La pile de votre pompe est vide. Insérez une nouvelle pile.</p> |
|  |  | <p>M23 Arrêt automatique : Vous n'avez appuyé sur aucune touche durant la période de temps définie pour l'arrêt automatique. Voir chapitre 8.4.1, page 84.</p> |
|  |  | <p>Suite à l'affichage de ce message d'entretien, la pompe passe en mode STOP.</p> |
|  |  | <p>M24 Occlusion : Le flux d'insuline est entravé. Remplacez le dispositif de perfusion complet. Si le message d'entretien réapparaît, remplacez aussi la cartouche.</p> |

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Message d'entretien |
|--|--|--|
|  |  | <p>M25 Fin du prêt (pompes prêtées uniquement) : La période de prêt de votre pompe a expiré. Contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation) pour discuter des actions appropriées. Suite à l'affichage de ce message d'entretien, la pompe passe en mode STOP.</p> |
|  |  | <p>M26 Rempl. cartouche non abouti : Le remplacement de la cartouche a été interrompu. Réeffectuez le remplacement de cartouche.</p> |
|  |  | <p>M27 Échec du transfert des données : Le transfert des données vers un ordinateur a été interrompu. Relancez le transfert de données.</p> |
|  |  | <p>M28 Mode pause expiré : Votre pompe est en mode PAUSE depuis plus de 15 minutes. Elle est donc passée en mode STOP. Les DBT et les bolus ont été annulés. Redémarrez l'administration d'insuline et reprogrammez les DBT et les bolus, le cas échéant.</p> |





10 PROCÉDURES À SUIVRE SELON LES MESSAGES AFFICHÉS PAR LA POMPE








| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Message d'entretien |
|--|--|---|
|  |  | M29 Type pile non réglé : Le type de pile n'a pas été défini pendant le processus de démarrage. Définissez le type de pile correct. |
|  |  | M30 Type cartouche non réglé : Le type de cartouche n'a pas été défini pendant le processus de démarrage ou au moment de remplacer la cartouche. Définissez le type de cartouche correct. |

10.4 Liste des erreurs

Lorsqu'un message d'erreur apparaît, cela signifie que la pompe a détecté un problème sérieux. Elle passe alors en mode STOP. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème la première fois et si l'erreur se répète, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation) et employez, au besoin, un autre traitement à l'insuline.

Si le verrouillage des touches est activé, vous devez déverrouiller les touches avant de pouvoir confirmer le message d'erreur. Voir chapitre 8.3.3, page 79.

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Erreur |
|--|--|---|
|  |  | E6 Erreur mécanique : Le système mécanique de la pompe ne fonctionne pas correctement. Changez la pile et la cartouche. |

| Appuyez sur la touche  pour couper le son | Appuyez sur la touche  pour confirmer | Erreur |
|--|--|--|
|  | | <p>E7 Erreur électronique : Lorsque ce message apparaît, changez la pile. Si le message se répète, vous ne pouvez pas résoudre ce problème seul. Contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation). Changez de méthode de traitement à l'insuline.</p> |
|  |  | <p>E10 Erreur retour tige filetée : La tige filetée télescopique n'est pas correctement revenue en position d'origine lors de l'insertion de la cartouche. Changez la pile et réeffectuez le changement de cartouche.</p> |
|  |  | <p>E13 Erreur langue : La pompe ne peut plus afficher la langue sélectionnée. Changez de langue. Si votre langue ne peut pas être sélectionnée et si vous ne connaissez aucune des autres langues disponibles, contactez votre prestataire de service (coordonnées fournies en page intérieure de couverture à la fin du manuel d'utilisation).</p> |

10 PROCÉDURES À SUIVRE SELON LES MESSAGES AFFICHÉS PAR LA POMPE

Annexes

Annexe A : Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques générales | |
|--|--|
| Dimensions maximales (avec adaptateur) | Env. 84 × 52 × 19 mm |
| Poids | Pompe à insuline vide : environ 99 g Pompe avec cartouche, pile et dispositif de perfusion : environ 122 g |
| Boîtier de la pompe | En plastique avec bords arrondis. Résistant aux chocs, aux rayures et aux produits pharmaceutiques |
| Plages de températures autorisées ¹ | Lors du fonctionnement : +5 °C to +40 °C Lors du stockage : +5 °C to +45 °C Lors du transport : -20 °C to +50 °C Durée nécessaire pour le refroidissement de la température de stockage maximale à la température de fonctionnement ² : 15 min |
| Humidité de l'air | Lors du fonctionnement : de 20 % à 90 % d'humidité relative Lors du stockage : de 20 % à 85 % d'humidité relative Lors du transport : de 20 % à 95 % d'humidité relative |
| Pression atmosphérique | Lors du fonctionnement : entre 55 kPa et 106 kPa (entre 550 et 1060 mbar) Lors du stockage dans sa boîte de transport d'origine : entre 70 kPa et 106 kPa (entre 700 et 1060 mbar) Lors du transport : entre 50 kPa et 106 kPa (entre 500 et 1060 mbar) |
| Alimentation électrique | Une pile alcaline (LR03) ou lithium (FR03) AAA de 1,5 V. N'utilisez que des piles au lithium conformes à la norme CEI 60086-4. La pile doit disposer d'une capacité minimale de 1200 mAh. N'utilisez jamais de piles zinc-carbone ou rechargeables (NiCd/NiMH). |

¹ Pour connaître l'intervalle de température autorisé pour le fonctionnement, le stockage et le transport, reportez-vous à la notice de l'insuline que vous utilisez.

² conformément à la norme CEI 60601-1-11:2015

Caractéristiques techniques générales

| | |
|---------------------------------|---|
| Durée de vie de la pile | <p>Pour un usage courant (50 U/jour avec de l'insuline 100 U ; température ambiante de +23 °C ±2 °C à un débit de base minimal/intermédiaire/maximal), la durée de vie de la pile est d'environ :</p> <p>Lithium (1200 mAh) : au moins 21 jours lorsque la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> est désactivée</p> <p>Lithium (1200 mAh) : au moins 20 jours lorsque la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> est activée</p> <p>Alcaline (1200 mAh) : au moins 6 jours lorsque la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> est désactivée</p> <p>Alcaline (1200 mAh) : au moins 5 jours lorsque la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> est activée</p> <p>Si vous utilisez votre pompe avec des produits tiers, la durée de vie réelle de la pile peut varier par rapport à celle indiquée dans ce manuel d'utilisation.</p> |
| Durée de fonctionnement prévue | 5 ans |
| Durée de sauvegarde des données | <p>L'heure et la date sont conservées en mémoire pendant environ 10 heures après le retrait de la pile. D'autres réglages des paramètres de la pompe à insuline (tels que les débits de base horaires, le volume résiduel de la cartouche, les incréments de bolus, le profil utilisateur actif et les réglages des alarmes) et la mémoire des événements (historiques des bolus, des quantités journalières d'insuline, des débits de base temporaires et des alarmes) sont enregistrés, quels que soient le niveau de charge de la pile et le temps écoulé durant lequel la pompe à insuline est restée sans pile.</p> |
| Débit de base | Min. 0,02 U/h, max. 25 U/h. |
| Bolus | <p>La quantité de bolus maximale par administration est limitée à 50 unités d'insuline. Pour les bolus directs, la quantité est ajustable par incréments de 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 et 2,0 unités. Pour les bolus standard, bolus carrés et bolus mixtes, la quantité est ajustable par incréments fixes de 0,05 unité. La durée du bolus carré et du bolus mixte est ajustable par intervalles de 15 minutes à 24 heures.</p> |

| Caractéristiques techniques générales | | |
|---|---|--------|
| Débit de base temporaire | Ajustable par incréments de 10 %, de 0 à 90 % pour les diminutions, de 110 à 250 % pour les augmentations. La durée est ajustable par intervalles de 15 minutes, jusqu'à un maximum de 24 heures. Par défaut, tout nouveau débit de base temporaire se voit attribuer la dernière durée programmée. | |
| Vitesse d'administration du bolus | Très lente = 3 U/min, lente = 6 U/min, moyenne = 9 U/min, standard = 12 U/min | |
| Vitesse de remplissage | 12 U/min | |
| Pression sonore | Outre les notifications tactiles, la pompe génère une pression sonore moyenne d'au moins 45 dB. | |
| Message Entretien M24 : occlusion | Temps maximal entre l'occlusion et le message | |
| | Type de cartouche | 1,6 ml |
| | Débit de base de 1,0 U/h | 3h10 |
| | Débit de base de 0,02 U/h* | 280 h |
| Volume d'occlusion maximal avant qu'un message d' entretien M24 : Occlusion** ne survienne | Cartouche de 1,6 ml : 2,0 U | |
| Seuil maximal d'alarme d'occlusion du système | 330 kPa (3,3 bar) | |
| Pression maximale | 350 kPa (3,5 bar) | |

* Le temps maximum affiché sera de 144 h, ce qui correspond à l'intervalle recommandé pour le changement des dispositifs de perfusion.

** Déterminé à l'aide de méthodes de mesure conformes à la norme CEI 60601-2-24:2012.

| Caractéristiques techniques générales | |
|--|---|
| Pression d'ouverture minimale de l'orifice de l'adaptateur | 0,65 bar |
| Débit (vitesse d'administration) | Variable |
| Quantité maximale administrée lors d'une condition de premier défaut | $\leq 0,8$ U |
| Cartouche | <p>Vous pouvez utiliser les cartouches préremplies suivantes avec votre pompe à insuline Accu-Chek Insight :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NovoRapid® PumpCart® (cartouche préremplie contenant 1,6 ml de solution pour injection) ■ Fiasp® PumpCart® (cartouche préremplie contenant 1,6 ml de solution pour injection) <p>Veillez vérifier la disponibilité dans votre pays ou contacter le service après-vente.</p> |
| Dispositifs de perfusion | Pièce appliquée : dispositifs de perfusion Accu-Chek Insight avec connecteur propriétaire |
| Commande à distance et envoi de données | Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> , canal de communication ISM 2,4 GHz |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---------------------------------------|--|
| Sécurité | <p>Le concept de sécurité repose sur un système de contrôle composé de deux microprocesseurs et d'un microprocesseur de supervision (système de supervision).</p> <p>Le système de contrôle repose sur une architecture logicielle à canal double qui exécute deux fois toutes les fonctions de sécurité.</p> <p>Toute défaillance ou panne du système de contrôle est détectée par le microprocesseur de supervision et vice versa. Si, par exemple, une administration excessive se produit, le moteur est immédiatement coupé et l'écran affiche l'erreur E7 : Erreur électronique.</p> <p>Le système de contrôle et le système de supervision signalent l'erreur de manière acoustique (signaux sonores) et tactile (vibrations). De plus, le système de contrôle indique le numéro spécifique d'erreur sur l'écran de la pompe.</p> <p>Le moteur constitue également un composant de sécurité important. En effet, l'association des processeurs de contrôle et de supervision avec le moteur sans balai permet une administration d'insuline optimale en termes de fiabilité et de précision.</p> |
| IPX8 | <p>Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau dans des conditions normalisées (1,3 m pendant 60 minutes).</p> |

Normes techniques

Tableau 201 : Émissions électromagnétiques

Recommandations et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques

La pompe à insuline Accu-Chek Insight est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur de la pompe à insuline Accu-Chek Insight de s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

| Essai d'émission | Conformité | Environnement électromagnétique – recommandations |
|---|----------------|---|
| Émissions RF CISPR 11 | Groupe 1 | La pompe à insuline Accu-Chek Insight doit émettre de l'énergie électromagnétique pour pouvoir fonctionner comme prévu. Dans de rares cas, les équipements électroniques situés à proximité risquent d'être endommagés. |
| Émissions RF CISPR 11 | Classe B | La pompe à insuline Accu-Chek Insight est adaptée à une utilisation dans tous les établissements, y compris les locaux à usage d'habitation et ceux directement reliés au réseau électrique public basse tension alimentant les installations à usage d'habitation. |
| Émissions harmoniques CEI 61000-3-2 | Non applicable | |
| Variations de tension/ papillotements CEI 61000-3-3 | Non applicable | |

Tableau 202 : Décharge électrostatique (DES) et champ magnétique à la fréquence du réseau (tous dispositifs)

Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La pompe à insuline Accu-Chek Insight est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur de la pompe à insuline Accu-Chek Insight de s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

| Norme d'essai d'immunité | Niveau d'essai CEI 60601* | Niveau de conformité | Environnement électromagnétique – recommandations |
|---|---|--|--|
| Décharge électrostatique (DES) CEI 61000-4-2 | ± 8 kV au contact ± 15 kV à l'air | ± 8 kV au contact ± 15 kV à l'air | Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont en matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être de 30 % au minimum. |
| Transitoire électrique rapide/décharge CEI 61000-4-4 | ± 2 kV pour les lignes d'alimentation | Non applicable | |
| Surtension CEI 61000-4-5 | ± 1 kV entre fils de ligne ± 2 kV entre fil et terre | Non applicable | |
| Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur lignes d'alimentation électrique CEI 61000-4-11 | < 5 % UT (0,5 cycle) 40 % UT (5 cycles) 70 % UT (25 cycles) < 5 % UT pendant 5 s | Non applicable | |
| Champ magnétique de la fréquence du réseau (50/60 Hz) CEI 61000-4-8 | 30 A/m | 400 A/m | Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent se situer aux niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier classique. |

*Niveau d'essai conforme à la norme CEI 60601-1-2:2014

Remarque :

l'UT est la tension alternative du secteur avant application du niveau d'essai.

Tableau 203 : Immunité aux champs électromagnétiques (dispositifs médicaux d'assistance vitale)

Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La pompe à insuline Accu-Chek Insight est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur de la pompe à insuline Accu-Chek Insight de s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

Environnement électromagnétique – recommandations

Les équipements portatifs et mobiles de communication RF doivent être utilisés, par rapport à un quelconque élément de la pompe à insuline Accu-Chek Insight, y compris les câbles, à une distance supérieure à la distance recommandée de séparation calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.


| Norme d'essai d'immunité | Niveau d'essai CEI 60601 | Niveau de conformité | Distance de séparation recommandée ^{a)} |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Perturbations RF conduites CEI 61000-4-6 | 3 Vrms de 150 kHz à 80 MHz | V1 = 10 Vrms de 150 kHz à 80 MHz | $d = 1,2 \sqrt{P}$ de 150 kHz à 80 MHz |
| Perturbations RF rayonnées CEI 61000-4-3 | 10 V/m de 80 MHz à 800 MHz | E1 = 10 V/m de 80 MHz à 800 MHz | $d = 1,2 \sqrt{P}$ de 80 kHz à 800 MHz |
| Perturbations RF rayonnées CEI 61000-4-3 | 10 V/m de 800 MHz à 2,5 GHz | ^{b)} E2a = 2 V/m pour 2,3 GHz à 2,5 GHz ^{c)} E2b = 10 V/m pour 800 MHz à 2,3 GHz et 2,5 GHz à 2,7 GHz | $d_a = 11,7 \sqrt{P}$ de 2,3 GHz à 2,5 GHz $d_b = 2,3 \sqrt{P}$ de 800 MHz à 2,3 GHz et de 2,5 GHz à 2,7 GHz |

a) D'éventuelles distances plus courtes hors bandes ISM ne permettent pas des valeurs plus favorables que celles présentées dans ce tableau.

b) Bande de fréquence réservée au canal de communication *Bluetooth* : ISM 2,4 GHz

c) Bande de conformité pour le système

Où P correspond à la puissance maximale de sortie nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d à la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles qu'elles sont déterminées par une enquête sur site,^{d)} doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence.^{e)}

Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant : 

d) Il est impossible de prédire avec précision, de manière théorique, les intensités de champ des émetteurs fixes tels que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et systèmes de radiocommunications mobiles terrestres, radio amateur, radiodiffusion AM et FM et diffusion TV. Pour évaluer un environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, une enquête sur site doit être envisagée. Vous devez vérifier le fonctionnement normal de la pompe à insuline Accu-Chek Insight ou du dispositif dans lequel elle est enfermée si les intensités de champ mesurées là où la pompe à insuline Accu-Chek Insight doit être utilisée dépassent le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles qu'une modification de l'orientation ou du positionnement du dispositif renfermant la pompe à insuline Accu-Chek Insight.

e) Les intensités de champ doivent être inférieures à 10 V/m sur la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz.

Tableau 205 : Distances de séparation recommandées (dispositifs médicaux d'assistance vitale)

Distances de séparation recommandées entre des équipements portatifs et mobiles de communication RF et la pompe à insuline Accu-Chek Insight.

La pompe à insuline Accu-Chek Insight est destinée à être utilisée dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont maîtrisées. Le client ou l'utilisateur de la pompe à insuline Accu-Chek Insight peut empêcher les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimale entre les équipements portatifs et mobiles de communication RF (émetteurs) et la pompe à insuline Accu-Chek Insight (voir ci-dessous), selon la puissance maximale de sortie de l'équipement de communication.

| Puissance maximale de sortie nominale de l'émetteur (W) | Distance de séparation suivant la fréquence de l'émetteur (m) | | | |
|---|---|--|---|--|
| | de 150 kHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$ | de 80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$ | de 800 MHz à 2,3 GHz de 2,5 GHz à 2,7 GHz $d_b = 2,3\sqrt{P}$ | de 2,3 GHz à 2,5 GHz $d_a = 11,7\sqrt{P}$ |
| 0,01 | 12 cm | 12 cm | 23 cm | 118 cm |
| 0,1 | 38 cm | 38 cm | 73 cm | 373 cm |
| 1 | 1,2 m | 1,2 m | 2,3 m | 11,8 m |
| 10 | 3,8 m | 3,8 m | 7,3 m | 37,3 m |
| 100 | 12 m | 12 m | 23 m | 118 m |

Concernant les émetteurs d'une puissance maximale de sortie nominale non précisée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètre (m) peut être déterminée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance maximale de sortie nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

Remarque :

à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la plage supérieure de fréquences s'applique.

Remarque :

ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. L'absorption et les reflets causés par les structures, objets et individus modifient la propagation des ondes électromagnétiques.


Remarque :

Un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé pour calculer la distance de séparation recommandée, afin de réduire le risque d'interférences dues à un équipement portatif ou mobile de communication dans le cas où un tel équipement viendrait à se trouver par mégarde à proximité de l'utilisateur.

Précision du débit

Courbe en trompette des données transmises à la fin de la période de stabilisation

La courbe en trompette indique l'exactitude du débit d'administration en fonction de la période d'observation. Cette courbe en trompette est un exemple s'appliquant à tous les dispositifs de perfusion compatibles. Voir Annexe G : Liste des accessoires à la page 138 pour obtenir plus d'informations sur les dispositifs de perfusion compatibles. L'écart maximal de la quantité administrée (pourcentage d'erreur de débit moyen global) pour de l'insuline 100 U est $\leq \pm 5\%$ *.




* Les mesures ont été effectuées à un débit de base moyen de 1,0 U/h conformément à la norme CEI 60601-2-24:2012 avec les dispositifs de perfusion Accu-Chek Insight Flex et Accu-Chek Insight Tender avec un dispositif tubulaire de 100 cm à température ambiante. La mesure correspond à la déviation maximale de la quantité administrée. Plus de 18 tests ont été effectués. Tous dans le cadre des spécifications.

Précision du débit à un débit de base horaire minimum de 0,02 U/h

Courbe en trompette des données transmises à la fin de la période de stabilisation.

La courbe en trompette indique l'exactitude du débit d'administration en fonction de la période d'observation. Cette courbe en trompette est un exemple s'appliquant à tous les dispositifs de perfusion compatibles. Voir Annexe G : Liste des accessoires à la page 138 pour obtenir plus d'informations sur les dispositifs de perfusion compatibles. L'écart maximal de la quantité administrée (pourcentage d'erreur de débit moyen global) pour de l'insuline 100 U est $\leq \pm 60\%$ *


Il incombe au professionnel de santé de juger de la précision du débit pour le patient correspondant.



* Les mesures ont été effectuées à un débit de base minimum de 0,02 U/h conformément à la norme CEI 60601-2-24:2012 avec les dispositifs de perfusion Accu-Chek Insight Flex et Accu-Chek Insight Tender avec un dispositif tubulaire de 100 cm à température ambiante. La mesure correspond à la déviation maximale de la quantité administrée.

Courbe de démarrage pendant la période de stabilisation

La courbe de démarrage indique l'évolution du débit pendant la période de stabilisation.



Influence de la hauteur sur l'exactitude de l'administration

L'écart maximal de la quantité administrée (pourcentage d'erreur de débit moyen global) pour 25 U d'insuline 100 U est $\leq \pm 5 \%$ * lorsque la pompe à insuline Accu-Chek Insight est située à un niveau $\leq 0,8$ m au-dessus/au-dessous du site de perfusion.

Bolus

Pour l'insuline 100 U, l'écart maximal d'une quantité maximale de bolus est $\leq \pm 5 \%$ et l'écart maximal d'une quantité minimale de bolus est $\leq \pm 50 \%$ **.

* Les mesures ont été effectuées à un débit de base moyen de 1,0 U/h conformément à la norme CEI 60601-2-24:2012 avec les dispositifs de perfusion Accu-Chek Insight Flex et Accu-Chek Insight Tender avec un dispositif tubulaire de 100 cm à température ambiante.

** Les mesures ont été effectuées conformément à la norme CEI 60601-2-24:2012 avec les dispositifs de perfusion Accu-Chek Insight Flex et Accu-Chek Insight Tender avec un dispositif tubulaire de 100 cm à température ambiante.

Annexe B : Paramètres de configuration

| Paramètre | Réglages standard des paramètres | Valeur ou plage disponible sur la pompe |
|--|--|---|
| Débit de base maximal (débit de base horaire maximal combiné avec un débit de base temporaire maximal) | 62,5 U/h | 62,5 U/h |
| Débit de base par défaut | 0 | de 0 à 25 U/h |
| Incrément de débit de base horaire | 0,01 (de 0,02 U/h à 5,00 U/h) et 0,1 (de 5,00 U/h à 25,0 U/h) | |
| Débits de base horaires | 0, de 0,02 à 25,0 U/h | 0, de 0,02 à 25,0 U/h |
| Débit de base temporaire | 100 % | de 0 à 250 % |
| Augmentation ou diminution du DBT par incréments de | 10 % | 10 % |
| Durée du DBT | 2 h | de 15 min à 24 h max. |
| Durée du DBT par incréments de | 15 min | 15 min |
| Profils de base disponibles | 5 | 5 |
| Quantité par bolus administré | de 0 à 25,0 U | de 0 à 50,0 U |
| Incréments de quantité de bolus pour les bolus directs | 0,5 U | 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 U |
| Incréments de quantité de bolus pour les bolus standard, bolus carrés et bolus mixtes | 0,05 U (de 0 à 2 U) 0,1 U (de 2 à 5 U) 0,2 U (de 5 à 10 U) 0,5 U (de 10 à 20 U) 1,0 U (de 20 à 50 U) | |
| Durée des bolus (bolus carrés, bolus mixtes) | 4 h | de 15 min à 24 h max. |

| Paramètre | Réglages standard des paramètres | Valeur ou plage disponible sur la pompe |
|--|-------------------------------------|---|
| Durée du bolus par incréments de | 15 min | |
| Vitesse d'administration du bolus | Standard : 12 U/min | Standard : 12 U/min Moyenne : 9 U/min Lente : 6 U/min Très lente : 3 U/min |
| Bolus maximal | 25 U | de 1 à 50,0 U |
| Délai | Désactivé | Désactivé ou Activé Si Activé : de 0 à 60 min par incréments de 15 min |
| Quantité de remplissage du dispositif de perfusion | 14,0 U | de 0 à 25,0 U |
| Quantité de remplissage de la canule | 0,7 U | de 0,0 à 2,0 U |
| Orientation de l'écran | Standard | Standard ou Pivoté |
| Luminosité de l'écran | 2 | de 0 à 5 étapes |
| Délai d'affichage | 30 s (15 s sombre + 15 s désactivé) | |
| Couleur de fond de l'écran | Sombre | Sombre ou Clair |
| Format d'affichage | Normal | Normal ou zoom |
| Volume (des signaux sonores) | 3 | de 1 à 5 (0 = son coupé) |
| Signal | Acoustique et tactile | Acoustique, tactile ou acoustique et tactile |













| Paramètre | Réglages standard des paramètres | Valeur ou plage disponible sur la pompe |
|--|---|---|
| Modes | Normal : Volume 3 / sonore et vibreur Vibreur : Volume 0 / vibreur Silencieux : Volume 1 / vibreur Fort : Volume 4 / sonore et vibreur | Normal : Volume de 0 à 5 / sonore et vibreur Vibreur : Volume de 0 à 5 / vibreur Silencieux : Volume de 0 à 5 / vibreur Fort : Volume de 0 à 5 / sonore et vibreur |
| Type de pile | LITHIUM AAA (FR03) 1,5 V | LITHIUM AAA (FR03) 1,5 V ou ALCALINE AAA (LR03) 1,5 V |
| Délai pour le verrouillage des touches | 10 s | de 4 à 60 s |
| Arrêt automatique | Désactivé | Activé (de 1 à -24 h) ou désactivé (0 h) |
| Rappel | Désactivé | Administrer bolus, Bolus oublié, Réveil, Remplacer dispositif perfusion Désactivé, Une seule fois ou Chaque jour |
| Format heure | 24 h | 24 h ou 12 h a.m./p.m. |
| <i>Bluetooth</i> | Désactivé | Désactivé ou Activé |
| Avertissement niveau cartouche | 25 U | de 0 à 100 U |
| Profil utilisateur | Standard | Standard, Expressif, Son grave |
| Bolus direct | Désactivé | Désactivé ou Activé |

Annexe C : Abréviations


| Abréviation | Signification |
|-------------|--|
| approx. | Approximativement |
| h | heure(s) |
| CEI | Commission électrotechnique internationale |
| kPa | Kilopascal |
| s | Secondes |
| DBT | Débit de base temporaire |
| U | Unités utilisées dans le sens de l'efficacité biologique d'une quantité d'insuline donnée |
| U/h | Quantité d'insuline administrée par heure en unités |
| 100 U | Concentration d'insuline. Chaque millilitre de liquide contient 100 unités internationales d'insuline. |
| jj.mm.aa | Format de la date |
| hh:mm | Heures et minutes |

Annexe D : Icônes et symboles

Icônes d'affichage

| Icône | Signification |
|--|--|
|  | Mode MARCHÉ (pompe en cours d'exécution) |
|  | Mode STOP (pompe à l'arrêt) |
|  | Mode PAUSE (pompe en pause) |
|  | Opération réussie |
|  | Échec de la connexion |
|  | Pile chargée |
|  | Pile presque vide |
|  | Pile vide |
|  | Cartouche pleine |
|  | Cartouche presque vide |
|  | Cartouche vide |
|  | Verrouillage des touches activé |













| Icône | Signification |
|---|------------------------------------|
|  | Touche de validation |
|  | Touche de bolus direct |
|  | Touche vers le haut |
|  | Touche vers le bas |
|  | Menu Cartouche et dispositif perf. |
|  | Menu Changer cartouche |
|  | Menu Remplir canule |
|  | Menu Remplir tubulure |
|  | Bolus |
|  | Données de bolus |
|  | Annuler bolus |

| Icône | Signification |
|---|---------------------------------------|
|  | Bolus standard |
|  | Bolus carré |
|  | Bolus mixte |
|  | Dose du bolus rapide du bolus mixte |
|  | Dose du bolus prolongé du bolus mixte |
|  | Débit de base |
|  | Activer le profil de débit de base |
|  | Débit de base temporaire |
|  | Données DBT |
|  | Programmer le profil de débit de base |
|  | Modes |
|  | Type de signal |
|  | Rappel |

| Icône | Signification |
|---|-------------------------------------|
|  | Historique des événements |
|  | Réglages |
|  | Réglages des paramètres personnels |
|  | Réglages des paramètres de la pompe |
|  | Données de la pompe |
|  | Compteur de la pompe |
|  | Mode avion |
|  | Accueil |
|  | Durée |
|  | Veillez patienter/délai |
|  | Icône de la somme |
|  | Quantités quotidiennes |
|  | Réglage de la date et de l'heure |




| Icône | Signification |
|--|---------------------------------------|
|  | Version logicielle |
|  | Entretien |
|  | Avertissement |
|  | Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> |
|  | Erreur |
|  | Assistance en cas d'erreur |
|  | Communication |
|  | Option radio sélectionnée |
|  | Option radio non sélectionnée |
|  | Icône activée |
|  | Icône désactivée |

Symboles généraux

| Symbole | Signification |
|---|---|
|  | Attention, se conformer aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation du produit. |
|  | Suivre les instructions d'utilisation |
|  | Consulter le manuel d'utilisation |
|  | Méthode de stérilisation utilisant de l'oxyde d'éthylène |
|  | Méthode de stérilisation utilisant l'irradiation |
|  | Code article international |
|  | Numéro de lot |
|  | Numéro de référence |
|  | Numéro de série |
|  | Utiliser jusqu'au |
|  | Fabricant |
|  | Date de fabrication |

| Symbole | Signification |
|---|--|
|  | Limite de température (conserver entre) |
|  | Plage d'humidité admise |
|  | Plage de pression atmosphérique admise |
|  | À usage unique |
|  | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |
|  | Fragile – manipuler avec précaution |
|  | Conserver au sec |
|  | Conserver à l'abri de la lumière du soleil |
|  | Recyclable |
|  | Ne pas jeter avec les déchets ménagers |
|  | Inflammable |
|  | Technologie sans fil <i>Bluetooth®</i> |
|  | Rayonnement non-ionisant |

| Symbole | Signification |
|---|---|
|  | Dispositif électronique de type BF conforme à la norme CEI 60601-1. Protection contre les décharges électriques. |
| IPX8 | Symbole attestant de la protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (jusqu'à 60 minutes et 1,3 mètres), conformément à la norme CEI 60529. |
| CE | Conforme aux exigences en vigueur fixées par la législation européenne |
| FCC ID | Le logo FCC ID (Federal Communications Commission Identification) indique que l'appareil à radiofréquences a été déclaré conforme pour les États-Unis. |
| IC ID | Le logo IC ID (Industry Canada Identification) indique que l'appareil à radiofréquences a été déclaré conforme pour le Canada. |

| Symbole | Signification |
|---|--|
|  | <p>La marque de conformité signifie que le produit est conforme aux normes en vigueur et établit un lien de traçabilité entre l'appareil et le fabricant, l'importateur, ou tout mandataire chargé de l'introduction de l'appareil sur les marchés australien et néo-zélandais, et responsable à ce titre de la conformité aux normes correspondantes.</p> |
|  | <p>Pile recommandée</p> |
| <p>Rx only</p> | <p>Selon la loi fédérale américaine (États-Unis), seul un médecin est habilité à vendre le dispositif ou à le prescrire (ordonnance).</p> |
|  | <p>Avertissement contre l'utilisation des dispositifs dans des champs électromagnétiques ou électriques élevés</p> |

Annexe E : Garantie et déclaration de conformité

Garantie

Toute modification apportée au dispositif sans l'autorisation expresse de Roche pourrait invalider la garantie de fonctionnement de la pompe à insuline Accu-Chek Insight.

Déclaration de conformité

Roche déclare que la pompe à insuline Accu-Chek Insight considérée comme un équipement radioélectrique est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse Internet suivante :
<http://declarations.accu-check.com>

Connectivité aux fréquences radio

Technologie sans fil *Bluetooth* fonctionnant à la bande de fréquence de 2,400 GHz à 2,4835 GHz.

Puissance transmise maximale

20 mW

Annexe F : Informations détaillées à propos des profils utilisateurs

Outre l'écran et les vibrations, la pompe utilise un motif sonore sophistiqué qui vous fournit des informations à propos de l'état actuel de la pompe ainsi qu'un retour à propos des valeurs que vous avez programmées. Le profil utilisateur de la pompe permet de proposer une assistance particulière qui peut s'avérer utile aux personnes malentendantes ou malvoyantes. Reportez-vous au chapitre dédié aux réglages pour apprendre comment sélectionner un profil utilisateur. Voir chapitre 8.3.2, page 78.

Son grave

Une fois l'option **Son grave** sélectionnée, la pompe émet tous les signaux sonores une octave plus bas que dans le profil utilisateur **Standard**. Il s'agit d'une option utile pour les utilisateurs malentendants. Consultez votre professionnel de santé si vous avez des troubles auditifs afin d'établir s'il est utile d'avoir recours à ce profil utilisateur dans votre cas. De plus, il est fortement recommandé d'accorder la plus grande attention aux vibrations et de consulter fréquemment l'écran de la pompe.

Expressif

Consultez votre aide-soignant et votre professionnel de santé afin d'établir s'il est utile d'avoir recours à ce profil utilisateur Expressif dans votre cas. Nécessitant un peu de pratique et d'expérience, ce profil utilisateur peut vous aider à faire

fonctionner votre pompe si vous avez des troubles visuels.

Lorsque le profil utilisateur Expressif est sélectionné :

- La fonction de défilement pour tous les réglages de valeurs numériques est désactivée
- Les valeurs numériques affichées sur plusieurs écrans sont de plus signalées par l'émission d'un retour acoustique
- Pour les messages de la pompe (erreurs, messages d'entretien, avertissements, rappels), la pompe fournit le code numérique correspondant par l'émission d'une retour acoustique s'ajoutant au signal standard

Les signaux acoustiques suivent une gamme en Do majeure :



| Tonalité | Fréquence (Hz, ± 5 %) |
|----------|-----------------------|
| D02 | 528 |
| RE2 | 594 |
| MI2 | 660 |
| FA2 | 704 |
| SO2 | 792 |
| LA2 | 880 |
| TI2 | 990 |

| Tonalité | Fréquence (Hz, $\pm 5\%$) |
|----------|----------------------------|
| D03 | 1056 |
| RE3 | 1188 |
| MI3 | 1329 |
| FA3 | 1408 |
| S03 | 1584 |
| LA3 | 1760 |
| TI3 | 1980 |
| D04 | 2112 |
| RE4 | 2376 |
| MI4 | 2640 |
| FA4 | 2816 |
| S04 | 3168 |
| LA4 | 3520 |

Fonction de défilement

La désactivation de la fonction de défilement vous permet de compter le nombre des incréments programmés. L'incrément pour les quantités de bolus est de 0,5 U par défaut pour toutes les quantités de bolus. Vous pouvez programmer d'autres incréments en utilisant un logiciel Accu-Chek compatible.

Valeurs numériques

Le retour acoustique supplémentaire pour les valeurs numériques est fourni pour

- Les quantités de bolus (3 s après le dernier incrément programmé)
- Les durées de bolus (3 s après le dernier incrément programmé)
- Le délai (3 s après le dernier incrément programmé)
- Les pourcentages de DBT (3 s après le dernier incrément programmé)
- Les durées de DBT (3 s après le dernier incrément programmé)
- La dose totale par jour du profil de débit de base (si l'écran est affiché)
- Écrans Quick info : heure, dernière quantité de bolus, dose totale par jour, contenu de la cartouche, pourcentage de charge de la pile (si l'écran est affiché)

Un signal acoustique est attribué à chaque chiffre d'une valeur numérique

| Chiffre | Code acoustique |
|---------|-------------------------|
| 0 | D03-LA2 |
| 1 | D03 |
| 2 | D03-RE3 |
| 3 | D03-RE3-MI3 |
| 4 | D03-RE3-MI3-FA3 |
| 5 | D03-RE3-MI3-FA3-S03 |
| 6 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3 |

| Chiffre | Code acoustique |
|---------|-------------------------------------|
| 7 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3-TI3 |
| 8 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3-TI3-D04 |
| 9 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3-TI3-D04-RE4 |

Pour les nombres de plus d'un chiffre, une courte pause a lieu entre les signaux de chaque chiffre. Les points ou virgules entre les chiffres sont signalés par un Do très court.

Exemples :

Écran Quick info – heure : 09:29



À partir de l'écran État, appuyez sur la touche ▲ pour accéder à l'écran Quick info. Attendez le signal acoustique.

| Chiffre | Code acoustique |
|---------|-------------------------------------|
| 9 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3-TI3-D04-RE4 |
| : | D0 |
| 2 | D03-RE3 |
| 9 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3-TI3-D04-RE4 |

Écran de programmation de bolus carré – quantité de bolus 6,00 U, durée de bolus 2h00



| Chiffre | Code acoustique |
|---------|-------------------------|
| 6 | D03-RE3-MI3-FA3-S03-LA3 |
| . | D0 |
| 0 | D02-LA2 |
| 0 | D02-LA2 |



| Chiffre | Code acoustique |
|---------|-----------------|
| 2 | D02-RE3 |
| : | D0 |
| 0 | D02-LA2 |
| 0 | D02-LA2 |

Messages de la pompe

À chaque type de message de la pompe correspond un code acoustique spécifique et le numéro du message est signalé de la même manière que pour les valeurs numériques.

| Type de message | Code acoustique |
|-----------------|--|
| Erreur | LA4-D03-S03-D03 pause D03-RE3-MI3-FA3 |
| Entretien | LA4-D03-S03-D03 pause D03-RE3-MI3 |
| Avertissement | LA4-D03-S03-D03 pause D03-RE3 |
| Rappel | Le signal peut être sélectionné au cours de la programmation du rappel correspondant |


Exemple :

Entretien M21 : Cartouche vide



Le signal standard du message correspondant est émis lorsque le message apparaît.

| Contenu | Code acoustique |
|-----------|--------------------------------------|
| Entretien | LA4-D03-S03-D03 pause D03-RE3-MI3 |

Appuyez sur la touche  pour couper le son.



Appuyez ensuite sur la touche ▲ pour entendre le code de message spécifique accompagné du numéro de message :

| Contenu / Chiffre | Code acoustique |
|-------------------|--------------------------------------|
| Entretien | LA4-D03-S03-D03 pause D03-RE3-MI3 |
| 2 | D03-RE3 |
| 1 | D03 |

Annexe G : Liste des accessoires

| | |
|-------------------------|---|
| Cartouche | <p>Vous pouvez utiliser les cartouches préremplies suivantes avec votre pompe à insuline Accu-Chek Insight :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NovoRapid® PumpCart® (cartouche préremplie contenant 1,6 ml de solution pour injection) ■ Fiasp® PumpCart® (cartouche préremplie contenant 1,6 ml de solution pour injection) <p>Veillez vérifier la disponibilité dans votre pays ou contacter le service après-vente.</p> |
| Couvercle de la pile | Couvercle de pile de la pompe à insuline Accu-Chek Insight Service pack Accu-Chek Insight |
| Système de port | Il existe une large gamme de systèmes de port fabriqués dans différentes matières et spécialement conçus pour s'adapter à vos besoins personnels lorsque vous portez la pompe à insuline. |
| Dispositif de perfusion | <p>Dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex Dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Tender Dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Rapid Adaptateur et tubulure Accu-Chek Insight*</p> <p>*Requis pour connecter le dispositif de perfusion à la pompe.</p> |
| Compatibilité | <p>Vous pouvez établir une liaison entre les dispositifs suivants et votre pompe à insuline Accu-Chek Insight par technologie sans fil <i>Bluetooth</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diabeloop DBLG1 ■ un dispositif mobile avec le contrôle de la pompe mySugr® installé ■ Système de Gestion du Diabète Accu-Chek Smart Pix <p>Un seul dispositif peut contrôler activement la pompe à insuline à la fois. Voir le chapitre 8.2.4, page 72 pour plus d'informations sur la liaison de la pompe avec d'autres dispositifs.</p> <p>La pompe à insuline Accu-Chek Insight ne peut être configurée qu'avec le logiciel de configuration Accu-Chek 360° 2.2 (STD et PRO). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service.</p> |

AVERTISSEMENT

- Le fonctionnement correct de votre pompe à insuline Accu-Chek Insight peut uniquement être garanti en cas d'utilisation d'accessoires, y compris de logiciel et d'applications **disponibles dans votre pays** et destinés à être utilisés avec votre pompe à insuline par Roche.
- N'utilisez pas de dispositifs de perfusion ou d'autres accessoires que Roche n'a pas destinés à être utilisés avec votre pompe à insuline Accu-Chek Insight. Cela risque d'entraîner une fuite ou un dysfonctionnement de la pompe, ainsi qu'une administration insuffisante ou excessive d'insuline.

Remarque

Pour connaître les autres produits et accessoires Accu-Chek disponibles dans votre pays, contactez votre prestataire de service.

Glossaire

| | |
|--|---|
| Analogue d'insuline (à action rapide) | Type d'insuline dont la production repose sur la technologie de l'ADN recombiné. Le délai d'action d'un analogue d'insuline est plus court que celui de l'insuline ordinaire. |
| Arrêt automatique | L'arrêt automatique est une fonctionnalité de sécurité qui interrompt l'administration d'insuline et déclenche un message d'entretien si aucune touche n'est enfoncée dans un délai prédéfini, en mode MARCHÉ. Voir chapitre 8.4.1, page 84. |
| Avertissement | La pompe émet des avertissements lorsque votre attention est requise. |
| Bolus | C'est la quantité d'insuline administrée (en plus du débit de base) afin de couvrir un apport en glucides ou de corriger un niveau de glycémie élevé. Les recommandations de votre professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi, votre niveau de glycémie, votre régime alimentaire et votre niveau d'activité permettent de déterminer la quantité de bolus. |
| Cartouche | Il s'agit du réservoir d'insuline de votre pompe à insuline. |
| Compartiment de la cartouche | Logement de la pompe à insuline destiné à recevoir la cartouche. |
| Débit de base | Il s'agit de la quantité d'insuline administrée par heure qui est nécessaire pour couvrir vos besoins de base en insuline, indépendamment des repas. Pour un traitement par pompe à insuline, vous devez déterminer votre débit de base avec votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi. Vous pouvez ensuite le modifier pour l'adapter à vos besoins personnels physiologiques tout au long de la journée. Votre débit de base est administré par la pompe à insuline selon les valeurs propres de votre ou de vos profils de débit de base. |
| Débit de base horaire | Un débit de base horaire est la quantité d'insuline administrée par la pompe à insuline Accu-Chek Insight pendant une heure. |

| | |
|---|--|
| Débit de base temporaire (DBT) | Augmentation ou diminution temporaire de votre profil de débit de base (en pourcentage : de 0 à 250 %) en vue de répondre à différents besoins en insuline dus par exemple à un niveau d'activité accru ou réduit, à une maladie ou au stress. |
| Délai | Cette fonction permet de spécifier un délai entre la programmation du bolus et le début de l'administration du bolus. |
| Dispositif de perfusion | Les dispositifs de perfusion connectent votre corps à la pompe à insuline. L'insuline est acheminée de la cartouche vers le tissu sous-cutané par le biais de la tubulure et de l'aiguille ou de la canule du dispositif de perfusion. |
| Écran État | L'écran État indique si votre pompe est en mode MARCHÉ, PAUSE ou STOP. Votre pompe à insuline affiche l'écran État lorsqu'aucune programmation n'est en cours et lorsqu'aucun message n'est présent (erreur, entretien, avertissement ou rappel). L'heure, le débit de base horaire en cours, le profil de débit de base sélectionné ainsi que certaines fonctions actives s'affichent à l'écran. De plus, une barre de progression indique si un bolus ou un DBT est en cours d'administration. |
| Entretien | Un message d'entretien est déclenché lorsque la pompe requiert une action immédiate de votre part afin d'assurer son bon fonctionnement. Suite à un message d'entretien, la pompe passe en mode PAUSE ou en STOP. Relancez l'administration d'insuline selon vos besoins. |
| Erreur | Un message d'erreur indique que votre pompe ne fonctionne pas correctement à ce moment. Suite à un erreur, la pompe passe en mode STOP. |
| Insuline | Hormone qui permet aux cellules de transformer le glucose en énergie. L'insuline est sécrétée au niveau des cellules bêta du pancréas (également appelés îlots de Langerhans). |
| Insuline ordinaire (à action rapide) | Insuline de structure chimique identique à celle de l'insuline produite par le pancréas humain. Le délai d'action de l'insuline ordinaire est de 30 à 45 minutes. |

| | |
|---|--|
| IPX8 conformément à la norme CEI 60529 | Protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau. Le dispositif est protégé contre la pénétration d'eau en quantités susceptibles de l'endommager lorsqu'il est immergé temporairement dans l'eau dans des conditions normalisées (jusqu'à 60 minutes par jour et 1,3 mètre de profondeur). |
| Mode avion | Activez le mode avion lorsque vous voyagez par avion ou dans d'autres situations nécessitant de désactiver la communication <i>Bluetooth</i> . En mode avion, une communication entre votre pompe et d'autres dispositifs n'est pas possible. |
| Modes | Les différents modes vous permettent de prédéfinir les messages émis par votre pompe dans diverses situations du quotidien. Par défaut, vous pouvez paramétrer la pompe selon les modes : Normal, Vibreur, Silencieux et Fort. |
| Occlusion | Une occlusion est un blocage qui empêche l'insuline de s'écouler normalement de la pompe à insuline au corps et d'être administrée correctement. |
| PAUSE | Lorsque vous ouvrez l'adaptateur et suite à certains messages d'entretien, votre pompe passe en mode PAUSE et l'administration d'insuline est interrompue. En revanche, si vous fermez l'adaptateur dans les 15 minutes, l'administration d'insuline reprend après confirmation et la quantité d'insuline de base manquante est ajoutée, tandis que les bolus et les débits de base temporaires continuent. Si la pompe reste en mode PAUSE pendant plus de 15 minutes, elle passe alors en mode STOP. |
| Profil de débit de base | La pompe à insuline Accu-Chek Insight offre la possibilité d'administrer jusqu'à 5 profils de débit de base afin de répondre à vos différents besoins en insuline (comme par exemple ceux du week-end qui peuvent varier par rapport à ceux de la semaine). Un profil de débit de base est constitué de 1 à 24 débits de base horaires. |
| Quantité journalière d'insuline | Il s'agit de la quantité totale d'insuline administrée (débit de base plus bolus) en une journée de 24 heures, à partir de minuit. Cette quantité ne tient pas compte de l'insuline utilisée pour remplir les dispositifs de perfusion. |

| | |
|---|---|
| Quantité totale des débits de base | La somme des 24 débits de base horaires d'un profil de débit de base est appelée la quantité totale (journalière) des débits de base. |
| Réglages personnels | La pompe à insuline doit être programmée avec votre configuration personnelle avant de démarrer le traitement par pompe à insuline. La configuration personnelle comprend le(s) profil(s) de débits de base, l'heure et la date correctement réglées et toutes les autres valeurs qui peuvent être ajustées à vos besoins personnels sur la pompe à insuline. |
| Site de perfusion | C'est l'endroit où l'aiguille ou la canule du dispositif de perfusion est insérée dans le tissu sous-cutané pour administrer l'insuline. |
| STOP | Lorsque la pompe à insuline est en mode STOP, elle n'administre pas d'insuline. L'administration d'insuline n'est interrompue qu'en cas d'erreur ou de message d'entretien, en cas de mode PAUSE dépassant une durée de 15 minutes ou si vous passez en mode STOP. Les fonctions telles que le bolus ou le débit de base temporaire sont interrompues lorsque la pompe à insuline passe en mode STOP. |
| Système de port | Il existe une large gamme de systèmes de port fabriqués dans différentes matières et spécialement conçus pour s'adapter à vos besoins personnels lorsque vous portez la pompe à insuline. |
| Technologie sans fil Bluetooth | La technologie <i>Bluetooth</i> désigne le standard international de communication sans fil pour une connexion simple et sûre. Cette technologie est couramment utilisée dans de nombreux dispositifs portatifs, comme c'est le cas des PC ou des téléphones mobiles. |
| Vitesse d'administration | Il s'agit de la vitesse d'administration d'un bolus. Elle peut être réglée sur 3, 6, 9 ou 12 U/min. |
| 100 U | Concentration d'insuline. Chaque millilitre de liquide contient 100 unités internationales d'insuline. La pompe à insuline a été conçue exclusivement pour l'administration d'insuline ordinaire à action rapide ou d'analogue d'insuline à action rapide 100 U. |



Index

A

activation du profil de débit de base, 55
annuler bolus, 46
annuler DBT, 53
assistant d'installation, 11, 23
auto-test, 23, 24
avertissement, 58, 99, 102
avertissement STOP, 39

B

Bluetooth, 69
bolus carré, 13, 47
bolus direct, 44
bolus mixte, 13, 48
bolus standard, 13, 43, 44

C

cartouche, 29
Cartouche, 12
changement de pile, 20
communication, 69
compteur de la pompe, 59
consultation données, 57
couleur du fond, 81, 82

D

débit de base horaire, 12, 27
débit de base temporaire (DBT), 51
délai, 13, 88
démarrage, 19
déverrouillage des touches, 79
données DBT, 59
données de bolus, 58

E

écran, 11, 74, 81
entretien, 58, 99, 103
erreur, 58, 99, 106
état de la pile, 41
expressif, 78, 134

F

format heure, 93
fuites, 13

H

historique des bolus, 58
historique des DBT, 59
historique des événements, 57, 58
historique des quantités journalières, 59

I

incrément de bolus direct, 86
insertion de la cartouche, 29
insertion de la pile, 19
interruption du signal, 77

L

langue, 74, 80
liaison, 69, 72
logiciel de la pompe, 60
luminosité, 81

M

mémoire de la pompe, 20
menus, 14
mode avion, 61, 69
modes, 61, 75, 77
mode signalisation, 61
modification des réglages, 65
modification du profil de débit de base, 55

N

naviguer, 14
niveau d'avertissement de la cartouche, 90

O

occlusion, 13
orientation, 81, 82

P

personnaliser, 65
pile, 19
pile préparation, 19
processus de démarrage, 23
profil de débit de base, 12, 53, 55
profil de débits de base, 27
profil utilisateur, 12, 78, 134
programmer le profil de débit de base, 27, 54

Q

quantité de remplissage, 90
quantité de remplissage de tubulure, 90
quantités journalières d'insuline, 59
quick info (informations rapides), 41

R

rappel, 14, 65, 67, 99, 101
rappel changement dispositif de perfusion, 67
réglage date, 25, 91, 92
réglage délai, 88
réglage délai d'administration du bolus, 13, 89
réglage des paramètres personnels, 83
réglage format heure, 93
réglage heure, 25, 91
réglage rappels, 65
réglages, 65, 83
réglages bolus, 85
réglages des paramètres pompe, 74
réglages mode, 74
remplissage canule, 33, 90
remplissage tubulure, 33, 90
réveil, 14

S

signal, 76, 77
signalisation, 61, 75, 76
son, 76
son grave, 78, 134
suppression de liaison, 69, 73

T

temps restant, 59
touches, 14
troubles auditifs, 78
troubles visuels, 12, 78
type de bolus, 13, 43, 44, 47, 48
type de signal, 75

V

verrouillage automatique des touches, 79
verrouillage des touches, 79
vibreux, 76
visibilité, 70
visible, 70
vitesse d'administration, 87
vitesse d'administration du bolus, 13
volume, 75
volume de la cartouche, 41

Pour contacter le service d'assistance et pour toute information complémentaire au sujet de votre pompe à insuline Accu-Chek Insight* :

Distribué en France par :

Roche Diabetes Care France SAS

2, Avenue du Vercors, B.P. 59

38240 Meylan Cedex, France

www.accu-chek.fr

Service après-vente : contactez votre prestataire de service

Suisse

Service clientèle Accu-Chek

0800 11 00 11 appel gratuit

www.accu-chek.ch

Belgique

Tél: 0800-93626 (Roche Diabetes Service)

www.accu-chek.be

Luxembourg

PROPHAC S.à r.l.

5, Rangwee

L-2412 Howald

B.P. 2063

L-1020 Luxembourg

Phone +352 482 482 500

diagnostics@prophac.lu

* Veuillez noter que votre prestataire de service ne communique que dans la ou les langues officielles de votre pays de résidence.



Approuvé/enregistré/homologué sous le nom de produit suivant : Accu-Chek Insight insulin pump

Le nom et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées du groupe *Bluetooth* SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.

Energizer est une marque déposée de la société Energizer Brands, LLC et de ses filiales.

NovoRapid[®], PumpCart[®] et Fiasp[®] sont des marques déposées de Novo Nordisk A/S.

Diabeloop, DBLG1 et YourLoops sont des marques ou des marques déposées de Diabeloop en Europe et dans d'autres pays.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK SMART PIX et MYSUGR sont des marques de Roche.

Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2023 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK[®]